


به نام خدا




دانشگاه گانشان
دانشکده علوم - بخش شیمی

دستور کار

آزمایشگاه شیمی

وفن آوری مواد غذایی

جواد صفری



فهرست

صفحه

۲	مقدمه
۳	مقررات آزمایشگاه شیمی و فن آوری مواد غذایی
۴	سرفصل آزمایشگاه شیمی و فن آوری مواد غذایی
۵	بارم نمره ها
۶	۱- اصول سنجش کیفی
۱۱	۲- روش های تعیین رطوبت
۱۳	۳- اندازه گیری چربی در مواد غذایی
۱۴	۴- اندازه گیری پروتئین در مواد غذایی
۱۶	۵- اندازه گیری کلسیم در مواد غذایی
۱۶	۶- اندازه گیری فسفر در مواد غذایی
۱۶	۷- اندازه گیری کمی قند در مواد غذایی
۱۸	۸- تعیین مواد معدنی در مواد غذایی
۲۲	۹- رنگ های خوراکی
۲۵	۱۰- روش های تعیین میکروب های مواد غذایی
۲۷	۱۱- تقلب در مواد غذایی
۳۴	۱۲- آماده کردن مواد غذایی برای آزمایش
۳۶	آزمایش اول: تعیین عدد پراکسید روغن
۳۷	آزمایش دوم: تعیین عدد صابونی شدن چربی
۳۸	آزمایش سوم: تعیین مقدار نیکل روغن
۳۹	آزمایش چهارم: تعیین کربوهیدرات گوشت
۴۰	آزمایش پنجم: تعیین کلرید گوشت
۴۱	آزمایش ششم: تعیین مقدار پروتئین گوشت به روش کجلدال
۴۲	آزمایش هفتم: تعیین مقدار اسید سیتریک لیمو ترش
۴۳	آزمایش هشتم: تعیین مقدار نیتريت کالباس
۴۵	آزمایش نهم: تعیین تقلب در شیر و عسل
۴۶	آزمایش دهم: تعیین تقلب در گلاب
۴۷	آزمایش یازدهم: تعیین مقدار کلسیم شیر
۴۸	آزمایش دوازدهم: تعیین مقدار کافئین نوشابه
۴۹	آزمایش سیزدهم: اندازه گیری نمک رب گوجه فرنگی و ید در نمک طعام
۵۰	آزمایش چهاردهم: تعیین مقدار نیترات کالباس
۵۱	آزمایش پانزدهم: اندازه گیری مقدار فسفر گوشت
۵۲	آزمایش شانزدهم: تعیین مقدار پروتئین شیر
۵۳	آزمایش هفدهم: اندازه گیری شیر خشک بر حسب مقدار کلسیم
۵۴	آزمایش هجدهم: تعیین مقدار چربی شیر
۵۵	آزمایش نوزدهم: آزمایش های کیفی تعیین مقدار قند، پروتئین و چربی
۵۶	مراجع

مقدمه

غذا و تغذیه بدون شک مهم‌ترین موضوع مورد بحث دنیای امروز را تشکیل می‌دهد. ازدیاد روز افزون جمعیت و کوشش برای فراهم کردن احتیاجات غذایی نسل آینده الزاماً، کوشش برای پی‌گیری در زمینه‌های مختلف کشاورزی، دامپروری، فن آوری و علوم وابسته را ایجاب می‌نماید. در این مورد نه تنها موضوع تهیه غذا به اندازه کافی دارای اهمیت است بلکه فراهم کردن غذای سالم از جنبه‌های بهداشتی و شیمیایی مورد نظر می‌باشد و این امر اهمیت کنترل صحیح مواد غذایی را در مراحل مختلف تهیه، تولید و توزیع روشن می‌نماید.

کنترل مواد غذایی از جنبه‌های مختلف بایستی متکی به قوانین و استانداردهای خاص مملکتی باشد. این موضوع در کشورهای پیشرفته امر جدیدی نیست و شاید متجاوز از یک قرن است که دستگاه‌های مختلف مسئول در این ممالک در وضع و اجرای این قوانین سعی و کوشش می‌کنند. در کشور ما نیز با وضع قوانین و تهیه استانداردهای مختلف و همچنین با فراهم آمدن تجهیزات و امکانات آزمایشگاهی بدون شک می‌توان آینده‌ی بهتری را در این زمینه پیش بینی نمود.

کنترل مواد غذایی نه تنها ضامن سلامت مصرف کننده است بلکه از نظر تولید کننده محصول نیز لازم و ضروری است در دنیای رقابت‌های دسته جمعی تنها محصول خوب و مرغوب می‌تواند جایی برای خود باز کند. از این رو است که کارخانجات تولید مواد غذایی ملزم به ایجاد آزمایشگاه‌های مجهز بوده تا بتوانند در مراحل مختلف، تولید محصول خود را تحت بررسی و کنترل قرار دهند.

مسئله‌ی تقلب در مواد غذایی از زمان‌های قدیم وجود داشته است و همیشه عده‌ای افراد سود جو در صدد بوده اند که بدون توجه به سلامت مردم و فقط به منظور نفع شخصی به انواع مختلف در اغذیه دخل و تصرف بی رویه کنند و چون متأسفانه این امر توسط افراد بی اطلاع انجام می‌شده است در بسیاری موارد نتایج ناشی از آن خطرناک بوده و حتی سبب مرگ عده زیادی از مصرف کنندگان نیز شده است.

مقررات آزمایشگاه شیمی و فن آوری مواد غذایی

- سرساعت مقرر به آزمایشگاه وارد شوید.
- بدون روپوش وارد آزمایشگاه نشوید
- در صورت غیبت در آزمایشگاه، جلسه مزبور صفر در نظر گرفته می‌شود.
- از گذاردن هر گونه وسیله شخصی در آزمایشگاه خودداری کنید.
- به نکاتی که در رابطه با انجام آزمایش به شما تذکر داده می‌شود توجه خاص مبذول دارید.
- کار کردن با مواد شیمیایی را شوخی نگیرید.
- از دهانه لوله ای که در حال جوشیدن است به درون لوله نگاه نکنید و آنرا به طرف دیگران نگه ندارید.
- هیچ‌گاه محلول اتری را در مکانی که شعله آتش به چشم می‌خورد، تبخیر نکنید.
- در شیشه اترو و حلال‌های قابل اشتعال را هیچ وقت باز نگذارید.
- محلول سیانور را با پی پت نکشید و همیشه برای برداشتن از بورت استفاده کنید.
- اثر سوزندگی فنل را بر پوست بدن با مالش آمونیاک برطرف کنید.
- چنانچه اسیدی به دهان یا بدن شما رسید، آن را با سدیم بی‌کربنات یا آب آهک بی اثر کنید.
- در این قبیل موارد و سایر موارد فورا به مسئول آزمایشگاه مراجعه کنید.
- محتویات لوله‌های آزمایش و ظروف دیگر را در دستشوئی داخل هود بریزید.
- هر دانشجو باید به طوری که مزاحم دیگری نشود به کار بپردازد.
- در مواقع ضروری حتما از عینک ایمنی استفاده کنید.
- هنگام کار کردن با مواد شیمیایی از دستکش ایمنی استفاده کنید. در صورتی که به پوست شما آسیب رسید فقط خودتان مقصر هستید. بدین منظور هر دانشجو باید دستکش ایمنی همراه داشته باشد.
- هنگام بروز حادثه (از قبیل آتش سوزی، تماس بدن با مواد سمی و سوزنده) خود را نبازید.
- رعایت نکات ایمنی از اصول اولیه کار در آزمایشگاه است.
- به دوستان خود گوشزد کنید که وقتی مشغول کار هستید به سراغ شما نیایند زیرا نظم آزمایشگاه مختل و وقت شما گرفته می‌شود.
- برای رسیدن به نتیجه ای درست و دقیق مرتب و تمیز کار کنید.
- قبل از شروع هر آزمایش کوئیز گرفته می‌شود.
- گزارش کار آزمایشگاه در پایان هر جلسه تحویل گرفته می‌شود و به شما پس داده نمی‌شود.
- نظم و نظافت نشانه شخصیت شماست.

سرفصل شیمی و فن آوری مواد غذایی

تعداد واحد : ۳ (۱+۲)

نوع واحد: نظری - عملی

پیش‌نیاز : شیمی آلی ۳

هدف : آشنایی با صنایع غذایی

الف) نظری (۲ واحد)

- شیمی و فن آوری مواد غذایی

کلیات، اصول تولید و ساخت مواد غذایی، لبنیات، صنایع گوشت و فرآورده‌های آن، صنایع غلات و فرآورده‌های آن، صنایع مواد قندی، صنایع مشروبات میوه‌ای و غیر الکلی، صنایع روغن، سبزیجات، متفرقه، (چای، قهوه، کاکائو، توتون، ژلاتین، محصولات قنادی و غیره)، علل فساد و روش‌های نگهداری مواد غذایی، (خشک کردن، سرما، کنسرو نمودن، پاستوریزه کردن، مواد شیمیایی، تخمیر و سایر روش‌ها)، روش‌های بسته بندی مواد غذایی.

ب) عملی (۱ واحد)

اصول سنجش کیفی، مقررات و استانداردهای مواد غذایی، روش‌های تعیین مواد پروتئینی، روش‌های تعیین کربوهیدرات‌ها، روش‌های تعیین مواد چربی، روش‌های تعیین رطوبت، روش‌های تعیین مواد معدنی، روش‌های تعیین مواد رشته‌ای، روش‌های تشخیص مواد افزودنی، روش‌های اختصاصی جهت کنترل کیفی صنایع غذایی مختلف.

بارم نمره در آزمایشگاه شیمی و فن آوری مواد غذایی

گزارش کار	%۳۰
امتحان هر جلسه	%۳۰
امتحان پایان ترم	%۴۰
	—————
	۱۰۰

بارم بندی نمره گزارش کارها

۵ نمره	۱- تمیز بودن گزارش کارها و نوشتن جمله‌های با مفهوم
۷ نمره	۲- تئوری گزارش کار که قبل از شروع آزمایش تهیه شده باشد
۵ نمره	۳- شرح روش کار انجام شده و نوشتن مشاهده‌های کامل و بدون نقص
۴ نمره	۴- ذکر دلایل هر یک از کارهای انجام شده در روش کار و محاسبه راندمان
۳ نمره	۵- ارزیابی کلیه‌ی ثابت‌های فیزیکی مربوط به مواد اولیه و محصولات
۲ نمره	۶- ذکر وسایل و مواد مورد نیاز قبل از نوشتن روش کار
۳ نمره	۷- ارزیابی نکته‌های ایمنی مربوط به مواد مورد استفاده در تئوری آزمایش
۱ نمره	۸- مراجع‌ها
—————	
۳۰ نمره	

در پایان انجام آزمایش، گزارش کار تحویل گرفته می‌شود.
توجه: گزارش کارها روی دو طرف کاغذ کلاسور نوشته شود.
(یک طرف کاغذ سفید نباشد)

هم‌چنین مواردیکه در بالای صفحه اول گزارش کار باید ذکر شود عبارتند از:

- ۱- اسامی گروه آزمایش کننده
- ۲- شماره دانشجویی
- ۳- گروه آزمایشی (مثلاً دوشنبه) و تاریخ انجام آن
- ۴- نام و هدف آزمایش

۱- اصول سنجش کیفی

برای نتیجه‌گیری بهتر از اقدامات کنترل کیفی لازم است فعالیت‌های مربوط به کنترل کیفیت در نقاط اصلی متمرکز گردد، در عمل سه مرحله مهم دارای اهمیت بیشتری است.

۱- کنترل مواد اولیه

۱-۱- کنترل مواد اولیه گیاهی

باید توجه داشت که از هر ماده اولیه نامشخص نمی‌توان برای فرایندهای مختلف استفاده نمود. به همین جهت واحدهای تحقیق و توسعه کارخانه‌ها یا واحدهای کنترل کیفیت، پیش از اقدام به تولید باید ویژگی‌های گونه مواد اولیه مناسب و مورد نیاز خود را تدوین نموده و به کشاورزان ارایه نمایند تا آنان نسبت به تولید آن اقدام نمایند.

نکاتی که در گزینش گونه مناسب برای تولید هر فرآورده باید مورد توجه قرار گیرد عبارتند از:

الف- مقاومت در برابر فرآیندهایی که برای تولید آنها به کار می‌رود اعم از فرآیندهای گرمایی، سرمایی، مکانیکی، شیمیایی، ... گونه‌های منتخب باید در صورت لزوم در برابر این فرآیندها رنگ، طعم، بافت و مزه خود را حفظ نمایند و یا حداقل در اثر این فرآیندها دچار تخریب و تغییرات نامطلوب نشوند و هم‌زمان با ویژگی‌های دیگر خود مانند ارزش غذایی را حفظ نمایند.

ب- نداشتن سموم طبیعی و عوامل مضر، چون برخی از گیاهان و نژادهای حیوانی در بافت‌های خود دارای سم هستند و یا سمومی را برای مقاصد مختلف تهیه می‌نمایند که سلامت مصرف‌کننده را به خطر می‌اندازد.

ج- شرایط کاشت، داشت، برداشت. پس از گزینش گونه مناسب و مورد نظر، گونه گزینش شده باید در محل مناسب کشت شود زیرا به تجربه ثابت شده که گونه واحدی از یک گیاه چنانچه در چند محل مختلف کشت شود، محصول با ویژگی‌های کم و بیش گوناگونی از آن به دست می‌آید، که نوع خاک و شرایط اقلیمی در این امر دخالت دارند. اما علاوه بر این عوامل شرایط کاشت و داشت مانند آبیاری، نوع کود و سموم دفع آفات نباتی مصرفی، مواد محرک رشد گیاه هم در کیفیت و ویژگی‌های محصول مزرعه دخالت دارند. بدیهی است این اقدام در صورتی ثمر بخش خواهد بود که تمام عوامل تحت نظارت و کنترل باشد. به همین جهت از سالها پیش در بسیاری از کشورهای پیشرفته واحدهای کشت و صنعت متداول شده‌اند که در آنها بخش صنعت ویژگی‌های مواد اولیه مطلوب برای خود را تدوین می‌کند و بخش کشاورزی همان مجتمع برای کشت آن اقدام می‌نماید و تا زمان تحویل ماده اولیه به کارخانه مسئول نگهداری از آن است و باید شرایط گزینش گونه مورد نظر، کاشت، داشت شامل گزینش زمین، نوع آبیاری، نوع تقویت خاک و نوع سموم دفع آفات و بیماری‌های گیاهی را با هم آهنگی بخش صنعت انجام دهد.

د- روش برداشت تاثیر زیادی بر روی کیفیت مواد اولیه کشاورزی دارد، چه این مواد دارای نظم سلولی و بافت ویژه‌ای هستند که آنزیم‌های طبیعی بین آنها محصور است و فعالیتی ندارند، اما اگر طی برداشت و جابه‌جائی عوامل مکانیکی موجب آسیب بافت شود این آنزیم‌ها آزاد شده و روی سلول‌ها و بافت‌ها و فضای بین بافتی فعالیت کرده و منجر به تجزیه اجزا می‌شوند. ورود اکسیژن هوا و آلودگی میکروبی از محل آسیب دیده موجب تشدید این عمل می‌شود. بنابراین برداشت و جابه‌جائی مواد اولیه غذایی باید به گونه‌ای صورت گیرد که آسیبی به بافت نرسد، به همین جهت امروزه برای حمل بسیاری از مواد اولیه به ویژه میوه‌های دانه‌ای از روشی مانند حمل تخم مرغ استفاده می‌شود و برداشت آنها بسته به مواد به صورت دستی با ماشینی صورت می‌گیرد تا بافت سالم باقی بماند.

۲-۱- کنترل مواد اولیه از منشا دام‌ها

کنترل این دسته از مواد غذایی کاری است مشکل، چه دام‌ها، طیور و آبزیان از یک طرف خود ناقل انگل‌ها و میکروپ‌های بیماری‌زا برای انسان هستند و از طرف دیگر، عامل انتقال آلودگی‌های محیط زیست و مواد غذایی مصرفی خود به انسان و محیط کار هستند. بنابراین هنگام گزینش این مواد باید به مسایل بهداشتی مربوط به آنها توجه داشت:

الف- در برخی از دامداری‌ها گاهی برای رشد سریع دام‌ها از هورمون‌های مختلف استفاده می‌شود که باقیمانده آنها در فرآورده نهایی برای مصرف کننده مضر است.

ب- در دامداری‌ها برای درمان بیماری‌های دام از آنتی بیوتیک‌ها و داروهای گوناگون استفاده می‌شود که تا چندی پس از درمان مقدار آنها در فرآورده‌های دامی بالا است، و می‌تواند تغییرات نامطلوبی در کیفیت فرآورده‌ی نهایی ایجاد کند و ایمنی مصرف فرآورده را کاهش دهد.

ج- گاهی برای جلوگیری از فساد مواد غذایی مورد مصرف دام‌ها، مقداری آنتی بیوتیک و سایر ترکیبات نگهدارنده به آنها اضافه می‌شود که مقداری از آنها از طریق مصرف فرآورده‌های دامی وارد بدن انسان می‌شود.

د- اگر از غذای فاسد برای تغذیه دام‌ها استفاده شود (فساد آشکار یا نهان) عوامل فساد سوخت و سازهای میکروبی از طریق غذا وارد بدن دام‌ها و از آنجا وارد فرآورده‌های دامی و در نهایت وارد زنجیره‌ی غذای مصرفی انسان می‌شود. برای نمونه اگر از غذای کپک زده برای دام‌ها استفاده شود واز این غذاها محیط مناسبی برای رشد کپک‌ها بوده باشند مقداری میکوتوکسین‌های مختلف تهیه شده توسط کپک وارد بدن دام می‌شود ودر آنجا تجزیه شده و گاه به مواد خطرناک‌تر تبدیل شده و از طریق فرآورده‌های دامی وارد زنجیره غذای انسان می‌شود و با توجه به این که این سموم در برابر دما مقاوم هستند طی فرآیندهای دمایی سالم مانده، وارد بدن شده و ایجاد سرطان می‌نماید. خوشبختانه آلودگی به کپک‌ها چه در غذای انسان و چه در غذای دام‌ها همیشه همراه با وجود سم نیست.

و- فرآورده های دامی ممکن است عوامل آلوده کننده محیط زیست دام، ناشی از زباله ها، فاضلاب های صنعتی را به مواد غذایی منتقل کنند.

۱-۳- کنترل مواد نیمه آماده

برای تولید بسیاری از فرآورده های غذایی از موادی مانند نمک، شکر، نشاسته، آب لیمو، سرکه، ادویه ها، چاشنی و مانند این ها استفاده می شود که کنترل میکروبی یا شیمیایی آن ها پیش از کاربری مشکل است. زیرا قابل شست و شو و دما دهی نیستند و حذف ناخالصی های آن ها مقدور نیست. بنابراین باید ترتیبی داده شود که این مواد در مبدا با ویژگی های مورد نظر تامین شود. با این ترتیب که ویژگی های مورد نظر این گونه مواد از پیش توسط واحد های صنعتی تدوین شده و در اختیار تولیدکنندگان قرار می گیرد تا بر اساس آن کار کنترل کیفی را انجام دهند. در مواردی که این کار عملی نباشد برای حذف ناخالصی های نمک و شکر، باید آن ها را به صورت محلول درآورده و پس از حذف ناخالصی با روش های مناسب به صورت شربت و آب نمک مورد استفاده قرار داد. در مورد آب لیمو و سرکه پاستوریزه کردن و صاف کردن عملی است و برای ادویه ها می توان از اشعه یونیزه برای نابود کردن میکروارگانیسم ها استفاده نمود و یا به هر نحو دیگر ترتیبی داد که آلودگی های میکروبی و شیمیایی به حداقل ممکن برسد.

۱-۴- کنترل انبارهای نگهداری

مواد اولیه از فاصله تولید در مزارع و باغ ها تا کارخانه محل تولید فرآورده ها، و از آنجا تا رسیدن به خط تولید و فرآورده های صنعتی از فاصله تولید در کارخانه تا محل مصرف در اثر نگهداری در شرایط نامطلوب دستخوش تغییرات گوناگون و فساد می شوند و به همین جهت بایستی در شرایطی نگهداری شوند که تغییرات سوء به حداقل ممکن برسد.

مهم ترین عواملی که در طی زمان نگهداری به مواد اولیه آسیب می رسانند عبارتند از:

۱-۴-۱- آفات انباری گوناگون که بخشی از مواد اولیه و فرآورده های صنعتی را به مصرف تغذیه خود می رسانند و بخش دیگری را به بقایای اندام ها و فضولات دستگاه گوارش خود آلوده می سازند.

۱-۴-۲- میکروارگانیسم ها و به ویژه کپک ها که در شرایط مساعد روی مواد غذایی رشد کرده و مقداری سموم و آنزیم های گوناگون سنتز می کنند، آلودگی مواد غذایی به سموم موجب مخاطره سلامت مصرف کننده و آلودگی به آنزیم ها موجب تجزیه ترکیبات مواد غذایی و فساد بعدی آن ها می گردد.

۱-۴-۳- فعال شدن آنزیم های طبیعی موجود در مواد غذایی که مانند آنزیم های میکروبی موجب تجزیه ترکیبات مواد غذایی شده و تغییرات نامطلوبی در رنگ، بو، طعم، مزه و بافت را به دنبال دارند.

۱-۴-۴- واکنش های متابولیکی به ویژه عمل تنفس و رسیدن میوه ها و سبزی ها که نتیجه آن ها فعال شدن آنزیم ها، تجزیه برخی از ترکیبات مواد غذایی، افت کیفی و کمی است.

۱-۴-۵- اکسایش ترکیبات در اثر حضور اکسیژن هوا

۱-۴-۶- آسیب های مکانیکی که با برهم زدن نظم سلول ها و بافت های مواد غذایی موجب آزاد شدن آنزیم ها و فعالیت آن ها شده و از طرف دیگر راه نفوذ کپک ها و سایر میکروارگانیسم ها را هموار نموده و موجب فساد می شوند.

۱-۴-۷- عواملی مانند نور، دما، رطوبت نسبی هوای محل نگهداری و رطوبت مواد اولیه و فرآورده ها در تشدید فساد آن ها دخالت دارند.

بنابراین برای جلوگیری از فعالیت عوامل بالا، بسته به مورد باید از روش های مناسب استفاده شود که یکی از مهم ترین آنها انبارهای گوناگون هستند. انبارهای نگهداری مواد اولیه و فرآورده ها به طور کلی باید دارای ویژگی های زیر باشند:

- ۱- طراحی درست و مناسب با کالاها.
- ۲- غیر قابل نفوذ رطوبت از زمین و هوا.
- ۳- غیر قابل نفوذ دمای محیط.
- ۴- غیر قابل نفوذ حشرات و جوندگان.
- ۵- غیر قابل نفوذ نور به مقدار بیش از حد لزوم.
- ۶- مجهز به سیستم های تهویه طبیعی و مصنوعی.
- ۷- مجهز به سیستم ها و روش های جستجو و مبارزه با آفات انباری.

مهم ترین عاملی که در انبارهای نگهداری باید کنترل شود دمای محل نگهداری و در مورد مواد اولیه دمای توده های محصول، چه گاهی ممکن است دمای آن ها در اثر رشد آفات انباری، فعالیت کپک ها و تشدید تنفس به دلیل بالا بودن رطوبت افزایش یابد، برای این منظور می توان از دماسنج های جیوه ای یا الکتریکی برای اندازه گیری دمای محل و قسمت های سطحی استفاده نمود.

۲- کنترل حین فرآیند

پس از گزینش مواد اولیه مطلوب و بر اساس ویژگی های مورد نظر برای تولید، حفظ این ویژگی ها طی مراحل مختلف فرآیند دارای اهمیت زیادی است، زیرا اگر مواد اولیه مطلوب با مشکلات فراوان گزینش شوند و طی مراحل بعدی فرآیند ویژگی های مطلوب خود را از دست بدهند کلیه زحمات هدر خواهد رفت، بنابراین لازم است در این مرحله اقدامات لازم برای حفظ ویژگی های مطلوب انجام گیرد، اما از طرفی در این مرحله در بیشتر موارد، بافت مواد اولیه آسیب دیده و آماده فساد است و از طرف دیگر در محیط کار در سالن های تولید رطوبت نسبی و دما بالاست و این عوامل موجب تشدید فساد می شوند.

عامل دیگری که طی مراحل تولید می تواند موجب تغییرات زیادی در ویژگی های فرآورده نهایی شود، خطا در ترکیب مواد اولیه است. نمونه ساده این مورد نان است که در تمام دنیا و از جمله کشورمان کم و بیش با

برای پاره ای از فرآورده‌های غذایی، مانند کنسروها بعد از اتمام مراحل تولید لازم است برای مدتی محصول قرنطینه شود تا آزمون‌ها و ارزیابی‌های لازم انجام گیرد و پس از حصول اطمینان از سلامت آن، به بازار عرضه شود. برای پاره ای از فرآورده‌ها مانند پنیر لازم است برای جا افتادن محصول، مدتی در شرایط ویژه ای نگهداری شده و پس از آمادگی کامل به بازار عرضه گردد.

بدیهی است با توجه به تنوع فرآورده‌های غذایی و گستردگی روش‌های ارزیابی و کنترل آن‌ها، انجام کار چه از نظر کمی و چه از نظر کیفی در محدوده این مجموعه نیست و مجموعه‌های جداگانه‌ای را طلب می نماید.

۲- روش‌های تعیین رطوبت

اندازه‌گیری مقدار آب یا رطوبت در مواد غذایی از چند نظر دارای اهمیت است.

- ۱- تشخیص خلوص، در بسیاری از موارد مانند شیر و یا مواد غذایی دیگر که به نسبت معینی دارای آب می باشند. تعیین مقدار رطوبت و ماده خشک می تواند تا حدی معیار تشخیص خلوص واقع شود
- ۲- قابلیت نگهداری مواد غذایی، در محیط مرطوب رشد میکروارگانیسم سریع‌تر انجام می شود و به همین دلیل یکی از روش‌های حفظ و نگهداری مواد غذایی خشک کردن آن است. در مواد غذایی خشک، میزان رطوبت نباید از حد معین تجاوز کند از این رو کنترل و اندازه‌گیری رطوبت در این مواد دارای اهمیت خاصی می باشد.

الف - روش‌های متداول اندازه‌گیری رطوبت در مواد غذایی عبارتند از:

۱- روش اندازه‌گیری رطوبت در حرارت بالا

این روش در مورد انواع مواد غذایی که حرارت بالا کیفیت آن‌ها را تغییر نمی‌دهد به کار می‌رود. برای این منظور ماده غذایی در اتو، در حرارت ۱۰۰-۱۰۵ درجه سانتی‌گراد قرار داده تا رطوبت خود را از دست بدهد.

۲- اندازه‌گیری رطوبت با استفاده از کوره الکتریکی با خلاء

برخی از انواع مواد غذایی مانند اکثر میوه‌جات که دارای مقدار قابل ملاحظه‌ای فروکتوز هستند، در اثر حرارت زیاد تغییر ماهیت می‌دهند. از این رو برای اندازه‌گیری رطوبت در این دسته از مواد غذایی از کوره‌های الکتریکی با خلاء استفاده می‌شود. با استفاده از این نوع کوره‌ها در حرارت ۶۰-۷۰ درجه سانتی‌گراد و با استفاده از خلاء، ماده غذایی رطوبت خود را از دست می‌دهد.

۳- اندازه‌گیری رطوبت با استفاده از خشکانه‌ی با خلاء

در این روش ماده خشک کننده یا رطوبت گیر، سولفوریک اسید است، وجود خلاء عمل خشک کردن را تسریع می‌کند.

۴- روش تقطیر

رطوبت آن دسته از مواد غذایی که شامل مقادیری مواد فرار هستند به وسیله روش تقطیر اندازه گیری می شوند مثلاً در مورد انواع ادویه یا سبزیجات معطر که حاوی مقدار زیادی مواد فرار هستند، روش‌های حرارتی خشک قابل استفاده نبوده و این روش توصیه می شود. دستگاهی که برای این منظور بکار می رود دستگاه تقطیر ساده می باشد.

ب - روش‌های سریع اندازه‌گیری رطوبت:

در کارخانجات تهیه‌ی مواد غذایی عامل زمان بسیار مهم بوده و در کارهای عادی و کنترل دائمی محصول، روش‌های سریع آزمایشگاهی بیشتر مورد نظر است.

۱- روش کارتر - سیمون

در این روش از کوره مخصوص کارتر - سیمون استفاده می شود. ماده غذایی به خصوص غلات و آرد در حرارت ۱۵۰ درجه سانتی‌گراد و در مدت ۱۵ دقیقه خشک می شوند. با تغییر درجه حرارت و شرایط آزمایش، این روش در مورد مواد غذایی دیگر نیز قابل اجراست. کوره این دستگاه در حدود ۲۰ سانتی‌متر طول و ۸ سانتی‌متر عرض و ۵ سانتی‌متر ارتفاع دارد و در دو انتها به وسیله‌ی دریچه‌ای باز و بسته می شود. ظروف مخصوص این دستگاه فلزی و ته پهن و قطر آن‌ها در حدود ۶ سانتی‌متر و ارتفاع آن‌ها ۳-۴ سانتی‌متر است. کوره دستگاه ظرفیت ۳ ظرف را در عین حال دارد. ظروف را از یک انتهای کوره وارد و از انتهای دیگر خارج می کنند.

۲- استفاده از کوره مادون قرمز

در این روش از لامپ مادون قرمز به عنوان منبع حرارت استفاده می شود. این لامپ در ترازوی مخصوص کار گذاشته شده است، از طرفی نمونه ماده غذایی در ترازو توزین شده و با قرار دادن لامپ مادون قرمز بالای آن در مدت کوتاهی کلیه رطوبت موجود تبخیر شده و از روی درجات ترازو مقدار درصد رطوبت مستقیماً قرائت می شود. این روش بسیار سهل و سریع بوده و به خصوص در مورد غلات و انواع آرد و بیسکوئیت و نیز مواد مشابه بکار می رود. انواع ترازوهای مختلف مجهز به لامپ مادون قرمز به دین منظور تهیه شده است. درجات ترازو بر حسب درصد رطوبت تنظیم شده و مقدار برداشت نمونه و طول مدت خشک کردن در مورد انواع مواد غذایی و بر حسب میزان رطوبت موجود متفاوت می باشد. مدت لازم برای خشک کردن مواد را می توان پس از چند بار تجربه تعیین نمود. در این روش باید دقت کرد که حرارت لازم و طول مدت به حدی نباشد که سبب سوختن مواد مورد آزمایش شود. پس از این که درجه نشان دهنده مقدار رطوبت در موقعیت خود ثابت شد و تغییر نکرد مقدار درصد رطوبت را از روی درجات دستگاه می توان مستقیماً قرائت نمود.

ج - روش های شیمیایی

روش شیمیایی دقیقی که برای اندازه گیری رطوبت در مواردی که دارای مقدار جزئی رطوبت هستند توسط کارل فیشر معرفی شد و خصوصاً جهت اندازه گیری رطوبت مواد قندی، انواع آب نبات، شکلات و محصولات مشابه و سبزیجات خشک بکار می رود. اساس این آزمایش واکنش محلول کارل فیشر با آب است. محلول کارل فیشر عبارت از مخلوط ید، انیدرید سولفورو، پیریدین در متانول است. در این روش انیدرید سولفورو در مجاورت آب به وسیله ید اکسید شده و تبدیل به انیدرید سولفوریک می شود که به وسیله پیریدین از مخلوط خارج می گردد. وقتی که کلیه ی آب موجود در محیط به این ترتیب مصرف شد، ید در محیط آزاد می گردد و تغییر رنگ حاصل را می توان مشاهده کرد. برخی از انواع دستگاههایی که به این منظور تهیه شده اند خاتمه عمل را به صورت خودکار تعیین می نمایند.

روش شیمیایی دیگر استفاده از تاثیر آب بر کلسیم کاربید است، این جسم با آب ایجاد استیلن می نماید که با اندازه گیری میزان گاز آزاد شده و با اندازه گیری تفاوت وزن ماده مزبور میزان رطوبت سنجیده می شود. روش های دیگر برای اندازه گیری رطوبت در مواد غذایی موجود است. از ضریب شکست و یا تعیین دانسیته برای اندازه گیری رطوبت در مواد قندی استفاده می شود. یکی دیگر از روش های تعیین رطوبت استفاده از خاصیت هدایت جریان الکتریکی است. هر قدر رطوبت ماده غذایی بیشتر باشد خاصیت انتقال جریان الکتریکی آن ماده غذایی بیشتر است و بر اساس این تاثیر دستگاه های الکتریکی متعدد ساخته شده که جهت تعیین رطوبت به خصوص در کارخانجات تهیه ی آرد، نان و بیسکوئیت و غیره که روش های سریع آزمایشگاهی مورد نظر است بکار می رود.

۳- اندازه گیری چربی در مواد غذایی

۱- روش سوکسله :

برای استخراج و جدا کردن چربی مواد غذایی مختلف از حلال های آلی استفاده می شود در روش سوکسله نیز از همین اصل پیروی شده و دستگاه طوری ساخته شده است که ماده اولیه در مجاورت حلال قرار می گیرد و پس از مدت معینی کلیه چربی جسم در حلال حل گشته و این چربی جدا و توزین می شود دستگاه سوکسله از دو قسمت ساخته شده است.

۱- استخراج کننده، جسم مورد آزمایش در این قسمت قرار گرفته و تماس حلال با آن صورت می گیرد. این قسمت در ناحیه جداری، به دو ردیف لوله های باریکی مربوط است که عمل تخلیه حلال را انجام می دهند.

۲- سرد کننده، بخارات حلال در این ناحیه تقطیر شده و به استخراج کننده بر می گردد.

حلالی که به این منظور استفاده می شود اتر نفت با نقطه جوش ۴۰ تا ۶۰ درجه سانتی گراد است.

۲- روش‌های دیگر اندازه‌گیری چربی :

در مورد مواد غذایی مایع به آسانی می‌توان آن را در یک قیف جدا کننده با حلال مجاور نموده و چربی آن را جدا و استخراج نمود. حداقل سه دفعه استخراج در این موارد لازم است. با تبخیر حلال و توزین چربی جمع آوری شده میزان چربی تعیین می‌گردد. وجود پروتئین در مواد غذایی در برخی از موارد مانع استخراج کامل چربی است از این جهت مواد غذایی را ابتدا با اسید و یا قلیا مجاور کرده و پس از هضم نسبی مواد پروتئینی عمل استخراج به وسیله‌ی حلال انجام می‌شود.

الف - روش ورنر - اشمید :

در این روش ابتدا پروتئین مواد غذایی به وسیله‌ی کلریدریک اسید حل شده و سپس چربی موجود به وسیله‌ی حلال استخراج می‌شود. این روش در مورد مواد غذایی که حاوی مقدار قابل ملاحظه‌ای مواد قندی هستند، مناسب نیست. به خصوص در مورد اندازه‌گیری چربی شیر و لبنیات استفاده می‌شود.

ب- روش رزگوتلیب و موژونیه :

در این روش مواد غذایی قبلا به وسیله‌ی آمونیاک و الکل عمل شده و سپس چربی آن به وسیله‌ی اتر نفت استخراج می‌شود. الکل باعث رسوب پروتئین شده و پروتئین در ماده‌ی قلیایی حل می‌گردد و سپس چربی موجود به وسیله‌ی دی اتیل اتر و اترنفت استخراج می‌شود. روش رزگوتلیب در مواردی که دارای مقدار قابل ملاحظه‌ای قند هستند مانند شیر خشک به کار می‌رود.

ج- روش حجمی ژربر :

در این روش مواد غذایی با مواد شیمیایی مثل سولفوریک اسید عمل شده و سپس چربی به وسیله‌ی عمل گریز از مرکز از باقیمانده مواد جدا می‌گردد. مقدار چربی مستقیما در داخل لوله‌های مدرج قرائت می‌شود. از این روش به خصوص برای اندازه‌گیری چربی در شیر و لبنیات استفاده می‌گردد هم‌چنین از این روش جهت اندازه‌گیری سریع چربی در محصولات گوشتی مثل سوسیس نیز استفاده می‌شود.

۴- اندازه‌گیری پروتئین در مواد غذایی

۱- روش کجدال

یکی از روش‌های اندازه‌گیری پروتئین که ساده و در عین حال دقیق است روش کجدال است. اصول عمل عبارت از تعیین مقدار نیتروژن کل در نمونه مورد آزمایش است و با در نظر گرفتن ضریب پروتئین مقدار پروتئین موجود در ماده غذایی محاسبه می‌شود. برای این کار ماده غذایی را به وسیله‌ی سولفوریک اسید

غلیظ به کمک برخی از کاتالیزورها (مس سولفات و پتاسیم سولفات و سلنیوم اکسید) و حرارت سوزانده، نیتروژن آن را تبدیل به آمونیم سولفات بنمایید.

سپس آمونیم سولفات را تبدیل به آمونیاک آزاد نموده و میزان ازت موجود را محاسبه کنید.

ضریب پروتئین

ضریب پروتئین عبارت از نسبت مقدار نیتروژن به ماده پروتئینی است به این معنی که در گوشت مقدار

نیتروژن ماده پروتئینی ۱۶٪ است و ۶/۲۵ ضریب تبدیل نیتروژن به پروتئین است حاصل می شود.

در گندم نسبت ازت به ماده پروتئین ۱۷/۵٪ است و به این سبب ضریب تبدیل را ۵/۷ در نظر می گیرند. در شیر و لبنیات این ضریب ۶/۳۸ است.

۲- اندازه گیری پروتئین به روش تیتراسیون با فرمل

در مورد پاره ای از مواد غذایی مانند شیر، مقدار پروتئین را می توان با روش سریع تیتراسیون به وسیله ی

فرمل اندازه گیری کرد. چون آمینواسیدها از نظر فعل و انفعال اسیدی بسیار ضعیف هستند نمی توان آن ها را

مستقیماً با مواد قلیایی تیترا کرد. ولی هر گاه این عمل در مجاورت فرمالین عملی شود عامل NH_2 آمینواسید

تبدیل به عامل ایمین می شود در این صورت تیتراسیون پروتئین با مواد قلیایی امکان پذیر خواهد بود.

در مورد مواد غذایی ابتدا اسیدیته طبیعی آن را خنثی کرده و سپس نسبت معینی فرمالین به آن افزوده

می شود و اسیدیته تولید شده مجدداً به وسیله ی ماده ی قلیایی استاندارد تیترا می نمایند.

هرگاه فرمالین خنثی مصرف شده باشد، مقدار مصرف ماده ی قلیایی در مرتبه دوم تیتراسیون متناسب با

پروتئین موجود می باشد. با در نظر گرفتن ضریب مخصوص که در مورد هر ماده غذایی مشخص می باشد. و

بستگی به نوع گروه پروتئین های موجود در مواد غذایی دارد، مقدار پروتئین موجود محاسبه می شود.

تیتراسیون با فرمل روش مناسب جهت جستجو و تجسس عصاره طبیعی میوه ها و آشامیدنی های مختلف نیز

استفاده می گردد.

۳- روش جذب رنگ

برخی رنگ های آلی مثل آمیدوبلاک، اورنج - G می توانند جذب ماده پروتئینی شوند، در یک محیط رنگی

میزان جذب رنگ بستگی به میزان پروتئین موجود دارد و بدین ترتیب مقدار رنگ جذب شده و در نتیجه

میزان پروتئین موجود در اغذیه را تعیین می نمایند. این روش به خصوص در مورد شیر، گوشت، آرد و غلات

مورد استفاده قرار می گیرد. علاوه بر روش های فوق، از روش نورسنجی و کدورت سنجی جهت تعیین

پروتئین در مواد غذایی مایع استفاده می شود.

۴- اندازه‌گیری کلسیم در مواد غذایی

۱- روش عمومی :

در این روش ابتدا ماده غذایی را خاکستر کنید و کلسیم موجود را در مجاورت آمونیم اگزالات رسوب داده و رسوب حاصل را با محلول پتاسیم پرمنگنات تیتر کنید.

۲- تیتراسیون با محلول EDTA

املاح سدیم اتیلن دی آمین تترا استیک اسید جهت اندازه‌گیری فلزات مختلف به کار می‌رود. در PH مختلف و نیز انتخاب معرف مناسب می‌توان فلزات را به طور اختصاصی اندازه‌گیری نمود. هم‌چنین جهت اندازه‌گیری کلسیم نیز، می‌توان از این روش استفاده کرد.

۶- اندازه‌گیری فسفر مواد غذایی

۱- روش حجمی

هر گاه محلول حاوی ارتو فسفات با محلول آمونیم مولیبدات در حضور نیتریک اسید مجاور شود، ایجاد رسوب زرد رنگ فسفو آمونیم مولیبدات می‌نماید. در روش حجمی اندازه‌گیری فسفات، این رسوب را در محلول استاندارد قلیایی حل کرده و زیادی ماده‌ی قلیایی به وسیله‌ی اسید استاندارد سنجیده می‌شود.

۲- روش رنگ سنجی (کاری متری) وانادو-مولیبدات

اصول این روش بر پایه این است که محلول اسیدی حاوی ارتو فسفات‌ها در مجاورت مولیبدیک اسید و وانادیک اسید رنگ زرد اسید وانادی - مولیبدی فسفوریکی می‌نماید که شدت رنگ با مقدار فسفات موجود نسبت مستقیم داشته و با در نظر گرفتن منحنی استاندارد مقدار فسفات موجود اندازه‌گیری می‌شود.

۷- اندازه‌گیری کمی قند در مواد غذایی

۱- تعیین ضریب شکست

هر گاه محلول و یا شیرابه قندی مورد آزمایش قرار گیرد تعیین ضریب شکست روش بسیار سریع و نسبتاً دقیق جهت اندازه‌گیری میزان کلی قند موجود است و در اکثر کارخانجات تهیه‌ی مواد غذایی این روش به

عنوان روش سریع مورد استفاده می‌باشد. دستگاهی که به این منظور استفاده می‌شود رفاکتومتر (دستگاه اندازه‌گیری ضریب شکست) نامیده می‌شود و با قرار دادن چند قطره از محلول و یا شیرابه قندی بر روی منشور دستگاه و تنظیم آن ضریب شکست ماده قندی روی دستگاه قرائت می‌شود. ضریب شکست محلول‌های قندی با غلظت آن‌ها نسبت مستقیم دارد.

ضریب شکست اجسام با درجه حرارت نسبت معکوس دارد. در درجه حرارت‌های بالاتر ضریب شکست نقصان می‌یابد و معمولاً ضریب شکست اجسام مختلف را بایستی در شرایط و حرارت معین اندازه‌گیری نمود. از این رو در دستگاه اندازه‌گیری ضریب شکست با برقراری جریان مداوم آب با درجه حرارت ثابت می‌توان حرارت دلخواه را در دستگاه ایجاد نمود و ضریب شکست را در آن درجه حرارت قرائت نمود.

روش تعیین ضریب شکست ساده تر از سایر روش‌های اندازه‌گیری قندها می‌باشد ولی جهت دقت بیشتر و حصول نتیجه بهتر باید از روش‌های شیمیایی و یا روش اندازه‌گیری چرخش نور قطبیده (پلاریمتری بدین منظور استفاده نمود.

۲- تعیین وزن مخصوص :

تعیین وزن مخصوص محلول و یا شیرابه قندی روش دیگری است که جهت اندازه‌گیری کمی قند به کار می‌رود. به این منظور از روش پیکنومتری (تعیین وزن مخصوص) می‌توان استفاده نمود. هم‌چنین روش آب سنجی و استفاده از ساکارومتر و غلظت سنج از روش‌های سریع اندازه‌گیری مقدار کل قند در کارخانجات است

۳- روش پلاریمتری :

از این روش برای اندازه‌گیری غلظت محلول‌های قندی استفاده می‌شود. محلول قندهای مختلف با دارا بودن کربن نامتقارن در ساختمان ملکولی آن‌ها قادر هستند که نور پلاریزه را منحرف کنند و در شرایط استاندارد مقدار انحراف نور پلاریزه بستگی به غلظت ماده قندی و انحراف مخصوص آن و نیز طول لوله پلاریمتر دارد. برخی از قندها با غلظت ۱۰ تا ۱۵ درصد و در بیست درجه حرارت با به کار بردن نور ملایم جهت پلاریمتری دارای انحراف مخصوص مشخص و معینی هستند که جهت سنجش پلاریمتر می‌تواند مورد استفاده قرار گیرد.

در اندازه‌گیری قند با پلاریمتر باید محلول و یا شیرابه قندی قبلاً صاف و شفاف شده و مواد معلق در محلول حذف شود. برای این منظور از صاف کننده استفاده می‌شود. این محلول‌ها شامل فرو سیانور روی، کرم آلومینا و محلول استات سرب خنثی می‌باشند.

۴- روش‌های دیگر اندازه‌گیری قند :

روش مانسون - والکر برای اندازه‌گیری قندهای احیا کننده :

اصول این روش بر مبنای احیای محلول فهلینگ توسط قندهای احیا کننده می‌باشد به این منظور که از دو محلول مس (II) سولفات و قلیایی حاوی سدیم هیدروکسید استفاده می‌شود با مخلوط کردن دو محلول، هیدروکسید مس حاصل می‌شود در محیط احیا کننده قندی این جسم تبدیل به مس اکسید که رسوب قرمز رنگی است می‌شود، با اندازه‌گیری میزان رسوب حاصل و با مراجعه به جدول مقدار قند احیا کننده محاسبه می‌گردد.

روش حجمی لین - آینون

این روش معمول‌ترین روش برای اندازه‌گیری قندهاست. در این روش نیز از محلول فهلینگ استفاده می‌شود با این تفاوت که محلول قند در حضور محلول فهلینگ تیترو می‌شود و بر اساس حجم مصرفی بر اساس جدول مقدار قند محاسبه می‌گردد.

در این روش مقدار مصرف محلول قندی باید بین ۱۵ تا ۵۰ سانتی‌متر مکعب باشد و هرگاه میزان مصرف کمتر و یا بیشتر باشد باید غلظت محلول قندی را تعدیل نمود. اگر محلول قندی هم شامل قند احیا کننده وهم شامل ساکارز باشد ابتدا عمل سنجش حجمی را روی محلول قند انجام داده و مقدار قند احیا کننده محاسبه می‌شود سپس مقدار معینی از قند را آب کافت نموده و میزان کل قند را محاسبه نمود.

اندازه‌گیری قندهای آلدئیدی با روش یدومتری

آلدوزها برابر ید اکسید شده و تبدیل به گلوکونیک اسید می‌شوند :
کتوزها مثل ساکارز و یا فروکتوز بدین ترتیب اکسید نمی‌شوند. مقدار یدی که در این فعل و انفعال مصرف می‌شود متناسب با مقدار آلدوز موجود است.

۸- روش‌های تعیین مواد معدنی

۸-۱- سرب در اغذیه

سرب یکی از فلزات سنگین است که به طرق مختلف سبب آلودگی محیط و در نتیجه ایجاد عوارض مسمومیت حاد و یا مزمن در انسان می‌شود. تماس دراز مدت با این فلز سبب تجمع آن در بدن شده و یکی از مواد سرطان‌زا به حساب می‌آید. آلوده شدن رودخانه‌ها به واسطه عبور در مسیر معادن سرب و نیز به

طعم شیر موثر است ، همچنین وجود مس در میوه ها و سبزی های قوطی شده میزان ویتامین C موجود را کاهش می دهد.

اندازه گیری مس در اغذیه

۱- روش کاربامات

اصول این روش عبارت است از هضم مواد آلی به وسیله نیتریک اسید و سولفوریک اسید و اندازه گیری مس با روش اسپکتروفتومتری در PH ۸/۵ در حضور دی اتیل دی تیو کاربامات و اتیلن دی آمین ترا استات. لوازم شیشه ای در این آزمایش باید کاملا تمیز بوده و به وسیله نیتریک اسید گرم شسته شده باشد. آب و مواد شیمیایی مورد مصرف باید فاقد مس باشند.

۲- اندازه گیری مس با روش اسپکتروفتومتری جذب اتمی

۳-۸- قلع در اغذیه

در صنایع غذایی، قوطی های فلزی که به منظور نگهداری اغذیه به کار می روند اغلب به وسیله یک ورقه قلع پوشیده می شوند. این ورقه پوششی قلع سبب استحکام فلز قوطی و یکنواخت شدن سطح فلز می گردد که از نظر صنعت قوطی سازی مناسب تر است. اغذیه مختلف به خصوص اغذیه اسیدی و همچنین اغذیه گوگردار مانند ماهی و گوشت در مدت نگهداری با سطح فلز قوطی ایجاد واکنش نموده و قسمتی از فلز در آن حل می شود. انحلال قلع در محتوی قوطی در مجاورت اکسیژن خیلی سریع تر انجام می گیرد و هر گاه هوای داخل قوطی قبل از دربندی خارج نشده باشد در ابتدا مقدار بیشتر قلع در مادهی غذایی حل می شود و سپس از مصرف اکسیژن این واکنش تخفیف می یابد. در صنایع جدیدی کنسرو سازی، فلز قوطی به وسیله پوشش لعاب مانند حفاظت می شود و بدین وسیله از تماس مستقیم اغذیه با سطح فلز جلوگیری می شود. جنس این پوشش از ترکیبات مصنوعی از قبیل نئوپرین و پلی اتیلن می باشد. ولی در مدت نگهداری اغذیه ورقه پوشش به تدریج از بین رفته و محتوی قوطی با سطح فلز مجاور می شود و در اثر این مجاورت واکنش ماده غذایی و فلز حاصل می شود. راه دیگر آلودگی اغذیه به قلع استفاده از ظروف مسی قلع اندود است. در صورتی که مدت طبخ غذا در آن ها طولانی باشد ویا اغذیه اسیدی در این گونه ظروف نگهداری شوند این آلودگی فلزی ایجاد می شود. در انسان مواد غذایی حاوی قلع ایجاد حالات تهوع، اسهال و استفراغ می نماید و گزارش های متعددی مبنی بر مسمومیت افراد ناشی از مصرف آب میوه و یا مشروبات نگهداری شده در قوطی در دست است. حداکثر مجاز قلع در اغذیه در بیشتر کشورها PPM ۲۵۰ است. در ایران نیز مطالعه جهت بررسی میزان این فلز در اغذیه قوطی شده ، انجام گرفته و طبق این بررسی به خصوص در آب میوه و

کمپوت های محصول خارج که مدت نسبتاً زیادی از تولید آنها گذشته است به واسطه‌ی از بین رفتن سطح لعاب داخل قوطی میزان این فلز بالا بوده است. اندازه گیری قلع با روش تیتراسیون با ید استاندارد انجام می شود.

۴-۸- جیوه در اغذیه

جیوه به صورت یک عنصر طبیعی در محیط اطراف ما وجود دارد. این جسم هیچ عمل حیاتی در موجودات انجام نداده و وجود آن در حیوانات و گیاهان ارتباط با محیط زیست و وجود جیوه در هوا، خاک و آب دارد که یا به صورت طبیعی و جیوه معدنی در مناطق خاص جغرافیایی یافت شده و یا در اثر فعالیت‌های صنعتی و دفع ترکیبات جیوه همراه فاضلاب کارخانجات مقدار آن در محیط افزایش می یابد.

جیوه‌ی معدنی به شکل فلزی و یا املاح فلزی دارای سمیت مختصری است حال آن که ترکیبات آلی جیوه به خصوص متیل جیوه دارای سمیت شدید می باشد. تبدیل جیوه‌ی معدنی به جیوه‌ی آلی به کمک میکروب‌ها و سیستم های بیولوژیک در طبیعت انجام می شود و در تحت شرایط بی هوازای جیوه‌ی معدنی تبدیل به متیل جیوه می گردد. این فعل و انفعال به خصوص در آب رودخانه ها و در یاچه ها انجام می شود و قسمتی از جیوه‌ی معدنی که ممکن است به صورت طبیعی در محیط وجود داشته و یا از طریق فاضلاب کارخانجات به آب وارد شود به جیوه‌ی آلی و به خصوص متیل جیوه تبدیل می شود.

ماهی و کروسئاسه قادر به جذب مقادیر قابل توجه جیوه در محصولات و اندام‌های داخلی هستند تغذیه انسان با ماهی الوده سبب بروز مسمومیت شدید می گردد. مسمومیت ناشی از مصرف ماهیان آلوده در انسان برای اولین بار در میناماتا در ژاپن اتفاق افتاد و از این رو آن را بیماری میناماتا می نامند. عوارض عمده آن مربوط به آسیب قسمت‌های مختلف مغز و ایجاد فلجی و عوارض عصبی است. در بین ۱۵۸ مورد مسمومیت که در اثر مصرف ماهی در میناماتا گزارش شده است ۵۲ مورد مرگ و میر اتفاق افتاده است. مطالعات انجام شده در سال‌های اخیر نشان داده است که حتی میزان ۱ میلی گرم در کیلوگرم جیوه در ماهی و فرآورده های دریایی از نظر مصرف انسان بلامانع می باشد و بسیاری از کشورها از جمله در استرالیا و نیوزیلند حداکثر میزان مجاز جیوه ۱ میلی گرم در کیلوگرم می باشد.

اندازه گیری جیوه با روش اسپکتروفتومتر جذب اتمی:

حساس ترین روش برای اندازه گیری مقادیر جزیی جیوه در ماهی و آبزیان و سایر مواد غذایی استفاده از اسپکتروفتومتر جذب اتمی است که با روش بخار سرد و یا بدون شعله استفاده می شود.

۹- رنگ‌های خوراکی

رنگ یکی از مشخصات غذایی است که به وسیله‌ی احساس بینایی درک شده و از نظر پذیرش مصرف کننده بسیار مهم است زیرا تقریباً تمام غذایی از هنگامی که به صورت خام بوده تا زمانی که به صورت غذای کامل تبدیل شود با یک رنگ قابل قبول برای مصرف کننده شناخته می‌شود. رنگ و طعم غذایی، دو وسیله برای تعیین کیفیت و مرغوبیت غذاست و تغییرات رنگ و طعم در بسیاری موارد به هم مربوط می‌باشند. از نظر صنایع غذایی استفاده از رنگ‌ها برای ایجاد فرآورده‌های جدید و یا بهبود کالا امری ضروری است و به همین دلیل مصرف رنگ در مواد غذایی روز به روز افزایش می‌یابد. افزودن رنگ به غذایی گاهی بلامانع و در بعضی موارد مردود می‌باشد. در مواردی از رنگ برای خوش منظر نمودن و یا یکنواخت محصول استفاده می‌شود که بلامانع است. گاهی هم برای مخفی کردن، پوشاندن و نامحسوس جلوه دادن عیوب و تقلبات فرآورده‌های غذایی به کار می‌رود که مجاز نمی‌باشند.

انواع رنگ‌ها، از نظر منشا تولید، رنگ‌ها در سه گروه زیر قرار دارند.

الف - پیگمان‌ها و رنگ‌های معدنی

ب - مواد رنگ کننده‌ی طبیعی

ج - مواد رنگ کننده‌ی مصنوعی یا رنگ‌های قطرانی

الف - پیگمان‌ها و رنگ‌های معدنی

این ترکیبات در طبیعت یافت شده و به صورت مصنوعی نیز ساخته می‌شوند. اغلب فلزات با گروه‌های نمک ساز ایجاد پیگمان‌های رنگی می‌نمایند. این رنگ‌ها در صنعت و هنر مهم بوده ولی غالباً در فرآورده‌های غذایی مصرف نمی‌شوند پیگمان‌هایی که به ندرت در مواد غذایی به کار می‌روند عبارتند از ذغال و سایر اشکال کربن، آهن اکسید و تیتانیوم دی اکسید.

ب - رنگ‌های طبیعی

مواد رنگ کننده طبیعی همانطور که از اسم آن‌ها پیداست منشا طبیعی دارند و مهم‌ترین آن‌ها عبارتند از چغندر قرمز، کارامل، کاروتن، کلروفیل، کوشنیل، روناس، گل رنگ، زعفران و زردچوبه.

ج - مواد رنگ کننده مصنوعی

مواد رنگ کننده مصنوعی موادی هستند که در نتیجه سنتز مواد آلی به دست می‌آیند. دامنه کاربرد آن‌ها نامحدود بوده به طوری که علاوه بر صنعت رنگرزی در صنایع داروسازی، میکروبی شناسی، عکاسی و صنایع

غذایی و غیره به کار می روند. اکثر این رنگها از نظر مصرف در غذای انسان قابل قبول نبوده و دارای خواص سرطان زایی می باشند. لذا مصرف تعداد محدودی از این گروه در اغذیه مجاز می باشند. ذیلا اسامی رنگهای خوراکی مجاز معرفی می گردد.

۱- رنگهای طبیعی آلی

کوشینیل کارمین، آلکانت، کاروتن، آناتوبایکسین، زردچوبه، کروسین، کارامل، کلروفیل

۲- رنگهای طبیعی غیر آلی

کربن سیاه، آهن اکسید، تیتانیوم دی اکسید

۳- رنگهای مصنوعی

رنگهای قرمز شامل: کارمازین، آمارانت، اریتروزین، پانسو، اسکارلت، رنگهای نارنجی شامل: نارنجی G، نارنجی RN، زرد FEB، رنگهای زرد شامل: تارترازین، زرد G، رنگهای سبز و آبی و بنفش شامل: ایندیگو کارمین، سبز S، بنفش BNP، رنگهای قهوه‌ای و سیاه شامل: قهوه‌ای شکلاتی HT,FB، سیاه PN، می باشد.

تشخیص و شناسایی رنگهای غذایی

برای تشخیص رنگهای مصرف شده در یک ماده غذایی از روشهای مختلف مانند کروماتوگرافی روی کاغذ، کروماتوگرافی روی لایه های سلولزی، اسپکتروفتومتری و روشهای شیمیایی استفاده می شود که کروماتوگرافی روی کاغذ به علت عدم نیاز به وسایل گران قیمت و دقت آن بر روشهای دیگر برتری دارد. به طور کلی شناسایی رنگ در مواد غذایی شامل سه مرحله است که عبارتند از: ۱- آماده کردن مواد غذایی، ۲- استخراج رنگ از محلول آماده شده، ۳- جدا کردن و شناسایی رنگها.

۱- آماده کردن مواد غذایی

آماده کردن مواد غذایی بر حسب نوع ماده‌ی غذایی و مواد متشکله آن با یکدیگر متفاوت بوده و به طرق زیر صورت می گیرد.

الف- مواد غذایی محلول در آب، مواد غذایی رنگین محلول در آب مانند آب نبات، شکلات، مشروبات الکلی، مربا و غیره را در آب حل کرده و یا به صورت معلق در آورده و مواد جامد را به وسیله‌ی سانتریفوژ جدا می نمایند. در صورتی که مقدار کمی چربی مشاهده شود مثل انواع تافی‌ها محلول را باید قلیایی نموده و آن را صاف کرد.

ب - مایعات الکلی، مایعات الکلی مانند شراب و غیره می باید تا تبخیر کامل الکل حرارت داده شود.

ج - مواد غذایی بدون چربی و غیر محلول در آب، این مواد مانند نان، فرآورده های میوه ها و سبزی ها را با محلول یک درصد آمونیاک مخلوط کرده سپس آن را سانتریفوژ کنید.

د- محصولات غذایی پرچرب، در محصولات گوشتی مانند سوسیس باید ۲۰ گرم نمونه را با ۱۴ میلی لیتر آب و ۲۵ میلی لیتر اتانول و ۱ میلی لیتر آمونیاک مخلوط کرده و پس از نیم ساعت صاف نمود. برای روغن ها ۲۰ گرم نمونه را با ۶ میلی لیتر آب و ۲۰ میلی لیتر استن و یک قطره آمونیاک مخلوط کرده و پس از سانتریفوژ کردن و خارج کردن استن، چربی آن را با اتر استخراج نمود.

۲- استخراج رنگ

به منظور استخراج رنگ مقداری پشم سفید و یا کاموای پشمی سفید را در محلول رقیق سدیم هیدروکسید جوشانده و پس از مدتی آن را خارج کرده و با آب بشویید تا چربی آن زایل شود. مقدار تقریبی ۲۰ سانتی متر از الیاف پشم فوق را در ۲۵ میلی لیتر از محلول آماده شده مواد غذایی رنگین انداخته و اکنش محیط را توسط چند قطره استیک اسید، اسیدی نموده و محلول رامدت ۱۰ تا ۳۰ دقیقه با احتیاط جوشانده و پس از آنکه رنگ کاملاً جذب پشم شد آن را خارج کرده و زیر شیر آب سرد شسته سپس پشم را در ظرفی که محتوی آمونیاک خالص است انداخته و به آرامی گرم کنید تا رنگ از پشم جدا شده و پشم کاملاً بی رنگ گردد آنگاه پشم را خارج کرده و حجم محلول را با اضافه کردن آب به ۲۰۰ میلی لیتر رسانده و با افزودن ۱۰ قطره کلریدریک اسید محیط را اسیدی نموده و مجدداً دو تکه پشم سفید به طول ۲۰ میلی لیتر در داخل آن قرار داده و مانند بالا عمل کنید. رنگ استخراج شده خالص بوده و عاری از هر گونه مواد مزاحم برای آزمایش های بعدی می باشد.

۳- جدا کردن رنگ های مخلوط و شناسایی آن ها

الف- کروماتوگرافی روی کاغذ: به منظور جدا کردن رنگ و شناسایی آن به طریق کروماتوگرافی روی کاغذ باید علاوه بر رنگ نمونه مورد آزمایش، از رنگ های استاندارد نیز استفاده نموده و با رنگ های جدا شده مقایسه کرد.

ب- کروماتوگرافی لایه نازک: کروماتوگرافی بر روی لایه های سلولزی سریعتر و دقیق تر از کروماتوگرافی روی کاغذ نتیجه می دهد.

ج- تایید و شناخت رنگ به وسیله ی اسپکتروفتومتر: مشخصات اسپکتروفتومتر یک رنگ کاملاً مشخص بوده و نقطه جذب حداکثر آن معین می باشد. برای تایید و شناسایی دقیق رنگ منحنی جذب آن را در شرایط خنثی، اسید و قلیا به وسیله ی اسپکتروفتومتر رسم کنید و آن را با منحنی رنگ معلوم که به وسیله کروماتوگرافی مشخص شده است مقایسه کنید. در صورتی که نقطه ی حداکثر جذب در آن ها یکسان باشد هر دو رنگ یکی می باشد.

۱۰- میکروب شناسی مواد غذایی

میکروب‌ها به سه دسته تقسیم می‌شوند: ۱- هوازی ۲- هوازی اختیاری ۳- غیرهوازی
کپک‌ها، قارچ‌های ریز می‌باشند که دارای ساختمان مشخص هستند. مخمرها شکل مشخصی نداشته و از طریق جوانه زدن رشد پیدا می‌کنند، حالت مخمرها روی پلیت به صورت موکوییدی (آب دهان) بوده و در مخمرهای مختلف، رنگ‌های متفاوت دیده می‌شود.

به چند طریق می‌توان نمونه‌های مورد نظر را کشت داد: ۱- کشت سطحی برای قارچ‌ها و کپک‌ها-۲- کشت پورپلیت ۳- کشت خطی

کشت سطحی

در این نوع کشت، محیط را استریل نموده و دمای آن را به ۴۵ درجه رسانده و در شرایط کاملاً غیر باکتری به پلیت‌های استریل ۱۰ میلی لیتر محیط را اضافه می‌نمایند در پلیت‌ها را بسته و بعد از بسته شدن آنها، پلیت‌ها را درون انکوباتور در دمای ۳۷ درجه به مدت ۲۴ ساعت قرار می‌دهند. بعد از مطالعه پلیت‌ها و اطمینان از رشد نکردن باکتری روی آن‌ها، پلیت‌ها را درون یخچال نگهداری می‌کنند. برای استفاده از این کشت‌ها، ۱ میلی لیتر از نمونه آماده شده را روی آن‌ها ریخته و با حرکات درجهت و خلاف جهت عقربه ساعت، نمونه را روی سطح کشت آماده شده پخش می‌نمایند و آن‌را برای ۳ تا ۴ روز در دمای محیط قرار داده سپس مجدداً آن‌را درون انکوباتور قرار می‌دهند و بعد از ۴۸ ساعت پلیت‌ها را برای بررسی نهایی از انکوباتور خارج می‌نمایند. کشت سطحی برای رشد قارچ‌ها و کپک‌ها می‌باشد.

کشت پورپلیت

در این روش ابتدا نمونه را به پلیت‌های استریل شده اضافه نموده سپس محیط کشت مذاب را به آن اضافه می‌نمایند و بعد از حرکت در جهت و خلاف جهت عقربه‌های ساعت (برای اطمینان از مخلوط شدن نمونه و کشت) پلیت‌ها را درون انکوباتور در دمای ۴۵ درجه سانتی‌گراد به مدت ۴۸ ساعت قرار می‌دهند از این روش برای شمارش باکتری‌های هوازی و کلی فرم‌ها استفاده می‌گردد.

انواع محیط کشت در جدول زیر آورده شده است.

استرپتوکوک‌های - لانس	سابروید آگار	SF
کلسترویدیوم‌های احیاکننده سولفیت	سولفید پلی فسفات سولفورآگار	SPS
برای شمارش کلی فرم‌ها	اُوزین متیلن بلو آگار	EMB
کپک و مخمر	سابروید دکستروز آگار	SD
برای شمارش کلی میکروب‌های هوازی	نوترینت آگار	NA
کلسترویدیوم‌های احیاکننده سولفیت		Cooked Meat Broth
سودوموناز اپروتز		CITROMIDE

محیط‌های کشت بدون آب

این نوع محیط‌ها همیشه باید در جای خشک و تاریک در دمای ۲۵ - ۱۵ درجه سانتی‌گراد نگهداری شوند و برای جلوگیری از نفوذ رطوبت همواره در ظروف باید کاملاً بسته باشد جذب آب باعث تغییر اسیدیته و نهایتاً چسبندگی محیط می‌گردد. برای استفاده از این محیط‌ها باید همیشه در آب مقطر تمیز و تازه و کاملاً خنثی تهیه گردند، ظروف باید به قدری بزرگ باشند که محیط کشت حل شده را بتوان به دقت به هم زد تا سوسپانسیون یکنواخت تشکیل گردد.

محیط‌های کشت بدون آگار

آگار و یا ژلاتین را می‌توان در آب سرد و یا فقط با حرارت ملایم حل نمود تا یک محلول ویسکوز و چسبناک و روان حاصل شود.

مراحل کار در یک آزمایشگاه میکروبی

- ۱- ابتدا لامپ UV اطاق را به مدت یک شبانه روز روشن نمایید.
- ۲- تمام وسایل شیشه‌ای را درون اتوکلاو به مدت ۲ ساعت در دمای ۲۰۰ درجه سانتی‌گراد قرار دهید تا استریل شود.
- ۳- تمام سطح میز مورد نظر را با پنبه آغشته به الکل تمیز نموده و بعد چراغ الکی را روشن نمایید ظروف شیشه‌ای استریل شده را آورده و محیط‌های کشت را تهیه نمایید.
- ۴- برای تهیه محیط‌های کشت مطابق بروشور روی آن‌ها عمل می‌کنیم سپس درب ظروف را با پنبه و نوار آلومینیمی کاملاً می‌بندیم.
- ۵- کشت را داخل اتوکلاو گذارده و دمای آنرا به ۱۲۱ درجه سانتی‌گراد و فشار ۱۵ پوند می‌رسانیم باید نمونه‌ها به مدت ۱۵ دقیقه در این شرایط بمانند. سپس آن‌ها را بعد سرد شدن تا دمای ۴۵ درجه سانتی‌گراد از اتوکلاو خارج نموده و مقدار مورد نظر را درون پلیت‌ها و یا لوله آزمایش می‌ریزیم.
- ۶- نمونه مورد آزمایش را درون آب انداخته و نیم ساعت می‌جوشانیم سپس از محلول حاصل به مقدار ۲ میلی لیتر به هریک از پلیت‌ها اضافه می‌نمائیم.
- ۷- پلیت‌ها را درون انکوباتور قرار داده و بعد از مدت مورد نظر نتیجه را گزارش می‌نماییم. زمان و دمای انکوباتور و نحوه آماده سازی محیط‌های کشت قبلاً ذکر شده است.

۱۱- تقلب در مواد غذایی

چون مواد غذایی دارای کاربرد عمومی و همواره دارای مشتری زیادی هستند، گاهی ممکن است افراد سودجو و متقلب به فکر استفاده از بازار فروش و پر رونق بیافتند، و گاه برای کم کردن هزینه های تولید و به دست آوردن ثروت های بادآورده به تقلب های عجیب و غریبی دست می زنند و از این راه سلامت مردم را به خطر می اندازند، بیشتر این تقلب ها در بازار خرده فروشی ها است اما گاه ممکن است این تقلب ها به بازار فروش مواد اولیه کارخانه های مواد غذایی هم سرایت کرده و مشکلاتی را برای مسئولان مربوط به وجود آورد، بنابراین آشنایی با این تقلب ها و راه های تشخیص آن برای دست اندرکاران نظارت و کنترل مواد غذایی بسیار مفید است.

تقلب در مواد غذایی به شکل های مختلف صورت می گیرد که مهم ترین آن ها برابر قانون مواد خوردنی و آشامیدنی عبارتند از:

- فروش یا عرضه جنسی به جای جنس دیگر.
- اضافه کردن مواد خارجی به جنس به قصد سوء استفاده.
- عدم رعایت استاندارد یا فرمول ثبت شده در مواردی که تعیین فرمول و رعایت آن و رعایت استاندارد الزامی است.
- فروش و عرضه جنس فاسد یا عرضه جنسی که موعده مصرف آن گذشته باشد.
- استفاده از رنگ ها و اسانس ها و مواد افزودنی غیر مجاز.

۱۱-۱- تقلب در فرآورده های گوشتی

گوشت و بیشتر فرآورده های آن گران قیمت هستند، و امکان تقلب در آن ها زیاد است. از جمله تقلب هایی که در فرآورده های گوشتی انجام می شود می توان به موارد زیر اشاره نمود.

- اضافه کردن مواد نیتروژن دار غیر پروتئینی به نحوی که در آزمون های کنترل مقدار نیتروژن بالاتر به نظر برسد.

- اضافه کردن پودر استخوان به فرآورده های گوشتی مانند سوسیس و کالباس.
- مخلوط کردن گوشت با گوشت حیوانات ارزان قیمت.
- اضافه کردن پودر خون به همبرگر و سوسیس و کالباس
- رعایت نکردن فرمول استاندارد فرآورده های گوشتی و اضافه کردن مقدار زیاد مواد پرکننده.
- اضافه کردن نیتريت و نیترات به مقدار بیش از حد، برای بهبود رنگ و جلوگیری از رشد میکروارگانیسم ها در موارد آلودگی شدید.

۲-۱۱- تقلب در فرآورده های غلات

تقلب در نان

در مملکت ما با اعمال سیاست کمک بهاء برای برخی از فرآورده های غذایی از جمله نان از طرف دولت، قیمت نان که غذای اصلی مردم را تشکیل می دهد پائین بوده و کمتر کسی به فکر تقلب در این ماده غذایی می افتد، با وجود این گاهی افراد سودجو و متقلب در این ماده غذایی هم تقلب می کنند که در زیر برخی از آن ها اشاره می شود.

عده ای از متقلبین مقداری نشاسته سیب زمینی و نشاسته برنج به نان اضافه می کنند و در نتیجه خمیر مقدار بیشتری آب جذب کرده و مقدار آب آن زیاد می شود برای کشف این تقلب لازم است از نشاسته نان آزمون میکروسکوپی به عمل آید.

اضافه کردن آردهای خارجی مانند آرد جو و ذرت به آرد گندم که در این مورد نیز می توان با آزمون میکروسکوپی نشاسته نان به این تقلب پی برد.

در مورد آردهای کهنه که به علت فساد چربی، دارای اسیددیده بالایی هستند متقلبین مقداری سدیم کربنات یا سدیم بی کربنات به آرد اضافه می کنند، این مواد، اسیدهای حاصل از فساد را خنثی کرده و عیب کهنگی و ماندگی آرد را می پوشانند. لازم به یادآوری است که برخی از این ترکیبات گاهی برای کمک به عمل آمدن خمیر به آن اضافه می شود. برای تشخیص این تقلب، می توان مقداری نان را درون ظرف آب انداخته و مقداری کلریدریک اسید به آن اضافه نموده، چنانچه گاز متصاعد شد، دال بر وجود کربنات است.

اضافه کردن زاج برای سفید کردن نان، نان های سفید در پاره ای از مناطق دارای طرفداران بیشتری هستند و به همین جهت پاره ای از متقلبین مقداری زاج یا مس سولفات و یا بوراکس به آردهای تیره اضافه می کنند. در مورد شناسایی بوراکس، ۵۰ گرم نان را با ۵۰ میلی لیتر آب مقطر مخلوط نموده و به حال خود قرار می دهیم، پس از مدت کوتاهی مخلوط را صاف کرده و مایع صاف شده را تبخیر می نماییم و حاصل را با ۴-۵ قطره سولفوریک اسید خالص و ۱۰ میلی لیتر اتانول مجاور نموده و در تاریکی مخلوط را آتش می زنیم، در صورت وجود بوریک اسید، رنگ شعله سبز می شود. برای جستجوی زاج، ۵۰ گرم نان را با ۵۰ میلی لیتر آب مخلوط نموده و ۳-۵ میلی لیتر استیک اسید، برای اسیدی نمودن محیط، به آن اضافه می کنیم و پس از آن یک سوزن فولادی وارد محیط نموده، چنانچه یون مس در محیط وجود داشته باشد روی سوزن فولادی رسوب کرده و تشخیص داده می شود.

اضافه کردن ترکیباتی مانند گچ، پودر استخوان و تالک و امثال این مواد به آرد، برای تشخیص این تقلب، ۲ گرم آرد را در یک لوله آزمون با ۳۰-۴۰ میلی لیتر کلروفورم به خوبی مخلوط کرده و به حال خود قرار می دهیم پس از مدتی ترکیبات بالا در لوله آزمون رسوب می نمایند.

تقلب در ماکارونی و رشته

اضافه کردن آردهای نامناسب، که برای تشخیص آن می توان مشابه تقلب های نان عمل نمود. استفاده از مواد رنگی. در ماکارونی رنگ زرد طرفداران زیادی دارد که لازم است مربوط به مواد اولیه یعنی سمولینای آن باشد. اما عده ای به جای استفاده از مواد اولیه مرغوب، از مواد اولیه نامرغوب استفاده می کنند و برای پوشاندن این عیب مقداری مواد رنگی به خمیر اولیه ماکارونی اضافه می کنند. برای شناسایی این تقلب، ۳۰ گرم از ماکارونی مشکوک را پودر کرده و ۳۰ میلی لیتر اتانول ۶۰ درجه به آن اضافه نموده و بعد مخلوط را صاف می کنیم. چنانچه محلول حاصل رنگی بود، دال بر وجود رنگ می باشد.

- ماندگی و کهنگی ماکارونی، ماکارونی مانده و کهنه به علت فساد چربی هرچند اندک دارای محیط اسیدی است. برای آزمون این کیفیت، ۳۰ گرم ماکارونی را با ۱۰۰ میلی لیتر آب مقطر جوشانده، نیم ساعت بعد اسیدیته محیط را اندازه گیری می کنیم.

۳-۱۱- تقلب در ادویه ها

تقلب در زعفران

قیمت بالای زعفران موجب شده که این ماده مورد تقلب های زیادی قرار گیرد، زعفران از پرچم گل های گیاه آن تهیه می شود که معمولا رنگ گرده های آن زرد، قرمز ارغوانی و قرمز نارنجی است. که به سادگی از پرچم جدا می شود و این ویژگی کمتر در سایر گیاهان مشاهده می شود. برای تقلب در زعفران پاره ای از متقلبین از پرچم گیاه گلرنگ و گیاه های مشابه استفاده می شود و آن را با زعفران مخلوط می نمایند و پاره ای دیگر از آن ها از ریشه های اطراف ذرت یا بلال استفاده کرده و آنرا با رنگ های مصنوعی متمایل به رنگ زعفران رنگ می کنند. در این تقلب چون ریشه بلال مستقیم است و پرچم زعفران انحنا دارد به تشخیص تقلب کمک می شود. در مورد پودر زعفران از پودر گلرنگ نیز استفاده می شود، چون این پودر تقریبا قرمز رنگ است آن را با گرده ذرت مخلوط می نمایند تا رنگ آن تعدیل شود. ضمناً این امکان وجود دارد که تکه های زعفران را روی شعله گاز بوتان قرار داد، در این حالت زعفران خالص رنگ بنفش ایجاد می کند که به پتاسیم آن مربوط می شود، گاهی ممکن است رنگ نارنجی ایجاد شود، اما در مورد زعفران تقلبی رنگ زرد ایجاد می شود.

تقلب در فلفل

برای تقلب در فلفل از موادی مانند خاک اره نرم، نرم کرده پوست گردو و فندق، آرد نخودچی نرم شده، هسته ی خرما، تفاله زیتون و مواد مشابه به عنوان پایه استفاده کرده و برای ایجاد تندی و رنگ و مزه، آن را با پودر فلفل فرنگی یا خردل سیاه مخلوط می کنند.

در مواردی که خاک اره اضافه شده باشد با آزمون میکروسکوپی می توان به تقلب پی برد، برای شناسایی پوست گردو و هسته ی خرما و تفاله زیتون، نحوه ی عمل به این ترتیب است که ابتداء باید معرف لازم برای این آزمون ساخته شود، این معرف از مخلوطی از اتانول، فسفریک اسید به نسبت مساوی و هریک حدود ۱۵

میلی لیتر تهیه شده و به آن یک گرم مخلوط فلوروگلوکوسین اضافه می شود، ۲ میلی لیتر از معرف را روی یک شیشه ساعت ریخته و مقداری از فلفل مشکوک را روی آن می ریزیم و کمی گرم می کنیم در این حالت سلول های ناخالصی های بالا به رنگ قرمز مشاهده می شوند.

برای تشخیص تفاله زیتون در فلفل، مقداری آب و گلیسرین را به نسبت مساوی مخلوط کرده و مقداری از پودر فلفل مشکوک را به آن افزوده و به خوبی مخلوط می نماییم در این حالت تفاله زیتون ته نشین می شود اما ذرات پودر فلفل روی سطح مایع قرار می گیرد.

برای شناسایی فلفل فرنگی که گاهی به عنوان تقلب به پودر فلفل اضافه می شود، می توان مقداری حدود ۵ گرم از پودر فلفل مشکوک را با حدود ۱۰ میلی لیتر اتانول مخلوط کرده و مدت نیم ساعت به حال خود قرار داد، بعد آن را صاف کرده و باقیمانده ی الکل را با دما تبخیر نمود، در این صورت اگر فلفل فرنگی به پودر فلفل اضافه شده باشد، به رنگ مایل به قرمز دیده می شود.

تقلب در خردل

پودر خردل از نرم کردن دانه خردل سیاه یا سفید و یا مخلوط این دو به دست می آید و گاهی آن را با آب غوره یا سرکه مخلوط کرده و خردل خمیری به دست می آورند. در مورد خردل، متقلبین از نشاسته و آرد غلات استفاده می کنند و برای ایجاد رنگ مورد نظر مقداری پودر زردچوبه به آن اضافه می کنند. برای تشخیص این تقلب آزمون میکروسکوپی مناسب است با این آزمون ذرات نشاسته ی اضافه شده به خوبی قابل تشخیص است.

۴-۱۱- تقلب در سس ها

تقلب در سرکه

نظر به این که سرکه طبیعی به ویژه سرکه انگور تا حدی گران قیمت است متقلبین برای تقلب در این ماده و تهیه ی سرکه ارزان قیمت مقداری استیک اسید تجارتي را با آب به نسبتی تهیه می کنند که مقدار استیک اسید آن معادل سرکه طبیعی باشد و برای ایجاد طعم ویژه سرکه، از مواد معطر سنتزی یا موادی مانند فلفل ریشه گیاه بابونه، فلفل فرنگی و خردل استفاده می نمایند. گاهی نیز سرکه طبیعی را با مقداری آب مخلوط می کنند و برای تعدیل وزن ویژه آن که با این تقلب تغییر می کند، مقداری زاج یا سدیم استات به آن اضافه می کنند.

تقلب در آب لیمو

یک نوع آب لیموی قلبی به این ترتیب تهیه می شود که مقداری کاه زبر را با آب ولرم مخلوط کرده و مدتی به حال خود قرار می دهند که در این صورت پس از مدت کوتاهی مایع زرد رنگی حاصل می شود، که آن را مدتی روی لیموی آب گرفته و گاه چرخ شده قرار داده و سپس پوست لیموها را جدا کرده و مقداری سیتریک اسید یا جوهر لیمو به آن اضافه می کنند، در پاره ای از موارد تنها مقداری آب به لیموی آب گرفته و چرخ شده اضافه کرده و پس از مدتی مخلوط را به هم زده قسمت مایع را جدا کرده و مقداری جوهر لیمو به آن اضافه می کنند.

۵-۱۱- تقلب در رب گوجه فرنگی

در مواردی که رب گوجه فرنگی گران باشد متقلبین آن را با مقداری پودر کدو و یا کدوی پخته و له شده مخلوط می کنند و همراه با رب گوجه فرنگی می جوشانند. هم چنین در پاره ای از موارد مقداری سیب زمینی پخته و له شده به آن می افزایند. به علاوه پاره ای از متقلبین مقداری نشاسته به رب گوجه فرنگی اضافه می کنند، نشاسته مقداری از آب رب را جذب کرده و در نتیجه، رب سفت و غلیظ به نظر می رسد.

۶-۱۱- تقلب در شیر و فرآورده های آن

تقلب در کره

۱- اضافه کردن آب به کره، مقدار آب روغن حیوانی حدود صفر درصد و مقدار آب در کره حدود ۲۰-۲۵ درصد است. عده ای از متقلبین برای بالا بردن وزن کره مقداری آب یا کازیین و آب به آن اضافه می کنند، بدین ترتیب که آب نیم گرم را با کره مالش می دهند و یا آب را با کره در دستگاه های ویژه ای به صورت امولسیون در می آورند، بدین ترتیب مقدار آب کره از حدود ۲۰٪ گاهی تا ۴۰٪ افزایش می یابد. برای سهولت جذب آب، مقداری کازیین، کازیینات سدیم و یا مواد جاذب رطوبت دیگری مانند سدیم کلرید به کره اضافه می کنند و بدین ترتیب وزن آب و کازیین به وزن کره اضافه می شود و از مقدار چربی آن کاسته می شود.

۲- اضافه کردن چربی های حیوانی یا نباتی مانند مارگارین یا روغن های نباتی دیگر به کره، که در این حالت نیز چون قیمت روغن ها و چربی ها از کره ارزان تر است این عمل برای متقلب مقرون به صرفه است.

۳- اضافه کردن مواد رنگی به کره. در کره گاهی رنگ زرد ظاهر، مطلوب و مورد توجه مصرف کنندگان است، به همین جهت تولید کنندگان کره آن را با مواد رنگی مخلوط می کنند که پاره ای از این مواد رنگی از دسته

مواد افزودنی مجاز مانند ویتامین A و B هستند و پاره‌ای دیگر ممکن است از مواد افزودنی غیر مجاز و خطرناک باشند.

۴- تشخیص بی‌کرومات در کره. در مواردی که برای جلوگیری از بروز نشانه‌های تندی و ترشی کره بی‌کرومات به آن اضافه شده باشد، میتوان مقداری کره را با آب گرم مخلوط کرد تا در آن ذوب شود و به حالت مخلوط مابعی در آید، بعد مایع حاصل را می‌توان مانند شیر مورد آزمون جستجوی کرومات و بی‌کرومات قرار داد.

تقلب در شیر

تقلب در شیر نیز به شکل‌های مختلف صورت می‌گیرد که مهم‌ترین آن‌ها عبارتند از:

- مخلوط کردن شیر حیوانات مختلف، که در برخی از نقاط دنیا قیمت آن‌ها متفاوت است، برای نمونه در مملکت ما شیر گوسفند مطلوب‌تر از شیر گاو است و به همین جهت متقلبین شیر گوسفند را با مقداری شیر بز یا گاو مخلوط می‌کنند و به فروش می‌رسانند.

- اضافه کردن آب به شیر، شیر یک سیستم کلوییدی است که از پراکنده شدن ذرات جامد در آب، که فاز مایع نامیده می‌شود تشکیل شده است و بیشتر به رنگ سفید است و چنانچه مقدار چربی آن زیاد باشد به رنگ مایل به کرم است و با اضافه کردن آب حالت و رنگ آن تغییر چندانی نمی‌کند و به همین جهت متقلبین مقداری آب به شیر اضافه کرده و به فروش می‌رسانند که از روی تعیین نقطه‌ی انجماد شیر تقلبی و اختلاف آن با نقطه انجماد شیر طبیعی می‌توان به این تقلب پی برد. پاره‌ای از متقلبین ابتدا مقداری از چربی شیر را می‌گیرند، در این صورت وزن مخصوص شیر افزایش می‌یابد، حال اگر مقدار آب اضافه شود، این دو تقلب با استفاده از وزن مخصوص شناخته نمی‌شود، در چنین مواردی از روی نسبت درصد مقدار چربی به مقدار ماده خشک می‌توان به تقلب پی برد که در این صورت اگر مقدار آن بیش از ۲۷/۵٪ باشد تقلب صورت نگرفته و اگر کمتر از ۲۵٪ باشد تقلب صورت گرفته است. برای کشف تقلب اضافه کردن آب به شیر استفاده از پیکنومتر و لاکتو دانسیومتر هم امکان‌پذیر است.

- اضافه کردن نشاسته به شیر، برای اینکه شیر رقیق شده به سادگی تشخیص داده نشود متقلبین مقداری نشاسته به شیر اضافه می‌کنند، به نحوی که غلظت آن در حد شیر طبیعی باشد. برای تشخیص این تقلب می‌توان چند قطره محلول ید به شیر اضافه کرد که در این صورت به دلیل وجود نشاسته رنگ شیر آبی می‌شود. در اثر دما دادن شیری که نشاسته به آن اضافه شده یک لایه‌ی ضخیم ته‌دیگ به شکل صاف تشکیل می‌شود، در حالی که ته‌دیگ شیر طبیعی و سالم متخلخل و نازک است.

- اضافه کردن جوش شیرین به شیر. به طوریکه گفته شد شیر در طی مراحل تولید، نگهداری و توزیع از راه‌های گوناگون آلوده می‌شود، چنانچه در شرایط نامساعد و غیر بهداشتی نگهداری شود به سرعت فاسد می‌شود، شیر آلوده و فاسد در اثر دما لخته شده و تبدیل به دو فاز مایع و فاز دلمه می‌گردد، که این عمل به علت بالا رفتن مقدار اسیدهای آلی سنتز شده توسط میکروبه‌های آلوده کننده شیر می‌باشد، و بیان‌کننده این است که شیر فاسد بوده است. برای پوشاندن عیب و فساد شیر، دامداران یا فروشندگان شیر متقلب

مقداری جوش شیرین به شیر فاسد می افزایند که موجب خنثی شدن اسیدهای سنتز شده توسط میکروبها شده و به این ترتیب شیر در اثر دما دادن لخته و دلمه نمی شود و فساد آن مخفی می ماند. در حالی که سایر مواد مضر حاصل از میکروبها ممکن است فعال باقیمانده و مصرف شیر آلوده اختلالاتی را به وجود آورد. برای پی بردن به این تقلب می توان PH مقداری از نمونه شیر را قبل و بعد از دما دادن اندازه گیری کرد، در حالت طبیعی نباید اختلاف آن بیش از ۱ باشد.

-تشخیص کرومات و پتاسیم بی کرومات در شیر. در پاره ای از دامداری ها به جای جوش شیرین مقداری کرومات و پتاسیم بی کرومات به شیر فاسد و ترش شده اضافه می کنند تا از لخته شدن آن طی فرآیند دمایی جلوگیری شود، برای شناسایی این تقلب، مقداری از شیر مشکوک را در یک لوله ی آزمون ریخته و بعد ۲ قطره محلول نقره نیترات به آن اضافه می کنند در صورتی که کرومات یا پتاسیم بی کرومات به آن اضافه شده باشد رنگ قرمز خونی حاصل می شود که مربوط به تشکیل نقره کرومات و دلیل بر تقلب است.

۷-۱۱- تقلب در انواع روغن

در کشور ما بین بهای روغن های حیوانی و نباتی اختلاف زیادی وجود دارد که بخش عمده ای از آن مربوط به کمک بهای پرداختی دولت برای روغن های گیاهی است، این موضوع باعث شده که افراد ناصالح روغن حیوانی را با انواع روغن گیاهی مانند روغن ذرت، روغن سویا، روغن پنبه دانه، روغن آفتابگردان، روغن مغزهای خوردنی مخلوط کرده و به فروش برسانند و این کار با توجه به اینکه روغن های حیوانی در بسته های استاندارد به بازار عرضه نمی شوند کار بسیار ساده ای است. برای شناسایی این تقلب می توان روغن مشکوک را مورد آزمون فیتواسترول، کلسترول، اندیس ید، اندیس صابونی، اندیس رایشر مایسل، اندیس پولسنگ، آزمون الگوی اسیدهای چرب آزاد، نقطه ی ذوب، وزن ویژه، ضریب شکست نور و مانند اینها قرار داده و از روی اختلاف با موارد طبیعی به تقلب پی برد.

چنانچه روغن فاسد شده باشد یا مقداری روغن فاسد به روغن تازه و سالم اضافه شده باشد، از روی آزمون های معرف فساد می توان مورد را شناسایی کرد. در چنین مواردی آزمون های حسی هم موثر است چه در بیشتر موارد روغن فاسد دارای مزه و بوی تندی است.

مورد دیگر تقلب در روغن، مخلوط کردن روغن دنبه و پیه به روغن های حیوانی و حتی روغن های گیاهی است که به روش بالا آنرا شناسایی می کنیم. در مواردی که مشکوک به اضافه شدن روغن مغزهای خوراکی باشیم، می توان مقداری حدود ۵ میلی لیتر روغن مشکوک را در یک لوله ی آزمون ریخته و به آن یک میلی لیتر مخلوط نیتریک اسید و سولفوریک اسید اضافه نموده و مخلوط را چند دقیقه به حال خود قرار داد، چنانچه روغن هسته زردآلو اضافه شده باشد رنگ صورتی خفیف آشکار می شود و اگر روغن بادام اضافه شده باشد هیچ گونه رنگی ایجاد نمی شود. اگر روغن فاسد به انواع روغن اضافه شده باشد، از روی اندیس های معرف فساد مانند اندیس پراکسی، اندیس ید و مانند اینها می توان مورد را شناسایی نمود. در چنین مواردی آزمون های حسی هم موثر است چه در بیشتر موارد از روغن فاسد مزه و بوی تندی به مشام می رسد.

۸-۱۱- تقلب در عسل

عسل طبیعی حاصل از زنبور دارای بهای بالایی است و بر عکس موادی مانند گلوکز مایع که از کارخانه های نشاسته به دست می آید به مراتب ارزان تر است. و این ماده دارای ویژگی های ظاهری کم و بیش شبیه عسل است به همین جهت افراد سودجو گلوکز مایع را با مقداری اسانس عسل، موم و رنگ مخلوط کرده و به جای عسل به فروش می رسانند. این کار در برخی از کشورها در حد صنعتی هم متداول است. و پاره ای از کارخانه ها، گلوکز مایع حاصل از نشاسته سیب زمینی را با مواد رنگی و معطر مخلوط نموده و به جای عسل به بازار عرضه می کنند. تقلب در عسل ممکن است با اضافه کردن شکر و گلوکز مایع به مقداری عسل طبیعی انجام گیرد. نوع دیگر تقلب در عسل به این ترتیب صورت می گیرد که زنبور داران در اطراف لانه زنبور مقداری شکر، شیره خرما، شیره انگور یا شیره سایر میوه های دارای مقدار زیاد فروکتوز قرار می دهند. به این ترتیب زنبورها به جای استفاده از شهد گل ها و گیاهان طبیعی، برای تغذیه از این مواد استفاده می کنند و به این ترتیب عسل حاصل دارای تمام ویژگی های عسل طبیعی نخواهد بود. برای شناسایی تقلب در عسل ساده ترین راه اندازه گیری مقدار قندهای احیاکننده و نسبت فروکتوز به گلوکز آن است، مقدار قندهای احیاکننده باید کمتر از ۷۰٪ باشد و نسبت فروکتوز به گلوکز هم در عسل طبیعی حدود ۱/۱ تا ۱/۲ است در حالی که این نسبت در عسل تقلبی برقرار نمی باشد. آزمون پلاریمتری هم مناسب است، در عمل عسل طبیعی نور پلاریزه را به سمت چپ منحرف می کند، در صورتی که اگر گلوکز مایع یا شکر به عسل اضافه شده باشد و یا این مواد به جای عسل عرضه شده باشد، در آزمون پلاریمتری نور را به سمت راست منحرف می کنند.

از طرفی در عسل طبیعی مقداری آنزیم های آمیلاز، کاتالاز، انورتاز وجود دارد که این آنزیم در گلوکز مایع و شکر دیده نمی شود.

۱۲- آماده کردن مواد غذایی برای آزمایش

۱-۱۲- مواد قندی و نشاسته ای

قند را به آرامی حرارت داده و یا حجم معلومی به آن آب افزوده تا کاملاً به کمک حرارت حل شود.

۲-۱۲- عسل

اگر عسل شکرک زده باشد آن را تا ۵۰ درجه سانتی گراد حرارت داده تا زلال شود. هر گاه با موم مخلوط باشد ابتدا در حمام آب قرار داده سپس روی پارچه نازک آن را صاف نموده به طوری که مایع شفاف به دست آید.

۳-۱۲- شیر و لبنیات

درجه حرارت نمونه مورد آزمایش را در حمام به ۲۰ درجه سانتی گراد برسانید. هرگاه ذرات چربی کاملاً پخش و یکنواخت نشود حرارت حمام را به ۳۸ درجه سانتی گراد رسانده و آن را با همزن مرتب هم زده تا یکنواخت شود سپس آن را تا ۲۰ درجه سرد کنید.

۴-۱۲- پنیر

پنیرهای سخت که در بسته‌بندی خاصی نگهداری نمی‌شود معمولاً از سطح خارج شروع به تبخیر کرده و آب از دست می‌دهند. برخی از آن‌ها از قشری از موم پوشانده شده‌اند. برای آماده کردن نمونه، قشر خارجی را جدا کرده و آن را رنده نموده سپس به سرعت در هاون کاملاً مخلوط کنید و بلافاصله آن را در ظرف مخصوص نگهداری کنید. پنیرهای نرم را در هاون بسایید و در ظرف نگهداری کنید. هرگاه نمک در آب پنیر نگهداری شود. آن را از محلول خارج کرده، بگذارید آب آن خارج شود سپس به طریق بالا عمل کنید.

۵-۱۲- کره

برای جدا کردن چربی از کره و آماده نمودن آن، مقداری از کره را در بشر ریخته و آن را تا ۶۰ درجه سانتی‌گراد حرارت دهید. سپس لایه چربی را در حالت داغ از روی کاغذ صافی خشک عبور دهید تا چربی صاف و زلال در بشر جمع شود اگر همراه صاف کردن، آب نیز خارج شد مجدداً عمل صاف کردن را تکرار کنید.

۶-۱۲- چربی‌ها و روغن‌های خوراکی

نمونه روغن باید کاملاً مخلوط و یکنواخت شود، چربی حیوانی و یا روغن نباتی هیدروژنه و چربی‌های مشابه را باید ذوب کرد. برای این منظور نباید از حرارت بالا استفاده نمود. هرگاه روغن و یا چربی ذوب شده، شفاف و روشن باشد می‌توان از آن برای آزمایش‌های مختلف استفاده نمود ولی هر گاه کدر باشد این کدورت یا به سبب ناخالصی و ذرات معلق و یا به وجود رطوبت و آب در نمونه است. اگر کدورت به علت ذرات خارجی باشد غالباً قابل رویت است و با صاف کردن برطرف می‌شود. معمولاً این کار باید در درجه حرارت ذوب چربی صورت گیرد. اگر کدورت به علت وجود آب باشد قبل از صاف کردن باید آب آن را تبخیر نمود سپس آن را صاف کرد. چون هوا سبب فساد روغن می‌شود بهتر است حرارت دادن و موارد فوق در محیط گاز نیتروژن صورت گیرد.

۷-۱۲- مواد گوشتی

گوشت و فرآورده‌های آن باید به صورت خرد و یکنواخت تبدیل شوند. برای این منظور از روش زیر استفاده می‌شود.

۱- گوشت تازه و منجمد و به عمل آمده- استخوان، غضروف و تاندن را از گوشت جدا نمایید. در مورد نمونه‌های منجمد، نمونه را در ظرف سرپوشیده در حمام آب ۲۰ درجه حرارت دهید تا از انجماد خارج شود بلافاصله نمونه را طبق روش گفته شده آماده کنید تا شیرابه آن خارج نشود، اگر شیرابه خارج شد آن را به نمونه خرد شده اضافه نموده و یکنواخت کنید. سپس سریع برای آزمایش استفاده نمایید.

۲- سوسیس و محصولات مشابه: پوشش خارجی را جدا نموده، مشابه بالا عمل کنید.

۳- کنسروهای گوشت: تمام محتوی قوطی را مورد آزمایش قرار دهید.

نمونه‌ی مورد آزمون را در کلیه موارد از چرخ گوشت سه بار عبور داده سپس درون هاون بسایید تا یکنواخت شود.

آزمایش اول

تعیین عدد پراکسید روغن

این روش برای انواع روغن و چربی های معمولی و مارگارین قابل اجراست. در این روش تمام موادی که می توانند پتاسیم یدید را در شرایط آزمون اکسید کنند مقدار آن برحسب میلی اکی والان پراکسید در کیلوگرم نمونه چربی تعیین می کنند و این مواد معمولاً حاصل اکسایش روغن یا چربی می باشد.

روش کار

به ارلن مایر ۲۵۰ میلی لیتری، ۵ گرم نمونه، ۱۲ میلی لیتر کلروفرم، ۱۸ میلی لیتر استیک اسید گلاسیال و ۰/۵ میلی لیتر پتاسیم یدید اشباع اضافه نموده و بعد از یک دقیقه، گاهی آن را به هم زده و سپس ۳۰ میلی لیتر آب مقطر به آن اضافه نمایید. محتوی ارلن را با محلول ۰/۱ نرمال سدیم بی سولفیت تیترا نمائید تا رنگ محلول زرد شده سپس ۰/۵ میلی لیتر محلول نشاسته به آن اضافه نموده و تا از بین رفتن رنگ آبی تیتراسیون را ادامه دهید و سپس عدد پراکسید را طبق فرمول زیر گزارش نمائید.

$$\text{عدد پراکسید بر حسب اکی والان در کیلوگرم} = V \times N \times 1000 \div W$$

V = مقدار میلی لیتر مصرفی سدیم بی سولفیت

N = نرمالیهی محلول سدیم بی سولفیت

W = وزن نمونه برحسب گرم

آزمایش دوم

عدد صابونی شدن چربی

عدد صابونی عبارت است از مقدار میلی گرم پتاس لازم برای صابونی کردن یک گرم نمونه می باشد.

روش کار

اگر نمونه‌ی مورد نظر به صورت مایع نباشد آن را ذوب کنید و از کاغذ صافی عبور دهید تا علاوه بر مواد خارجی، رطوبت آن نیز گرفته شود.
به بالن نمونه، ۵ گرم نمونه و ۵۰ میلی لیتر پتاسیم هیدروکسید الکلی ۰.۵٪ را توسط پیپت ژوژه اضافه نمایید.
به بالن شاهد مقدار ۵۰ میلی لیتر پتاسیم هیدروکسید الکلی ۰.۵٪ با پیپت ژوژه اضافه کرده و هردو بالن را به خنک کننده وصل نموده و به مدت یک ساعت تقطیر برگشتی انجام دهید. سپس خنک کننده را با آب مقطر شسته و آن‌ها را در حضور فنل فتالئین با کلریدریک اسید ۰/۵ نرمال تیترا نمائید. و طبق فرمول زیر عدد صابونی شدن را محاسبه و گزارش نمائید.

$$\text{عدد صابونی} = 28/05 \times (V_1 - V_2) \div W$$

V_1 = مقدار میلی لیتر کلریدریک اسید برای خنثی نمودن شاهد.

V_2 = مقدار میلی لیتر کلریدریک اسید برای خنثی نمودن نمونه.

W = وزن نمونه بر حسب گرم

آزمایش سوم

تعیین مقدار نیکل روغن

در این روش نیکل موجود در روغن را با کمک کلریدریک اسید به کلرید تبدیل و پس از جدا کردن از روغن با دی متیل گلی اکسیم به صورت ترکیب کمپلکس نیکل در آورده و به وسیله کلروفورم از محیط خارج می کنند و مقدار آن را به وسیله دستگاه اسپکتروفتومتر اندازه گیری می کنند.

روش کار

به ارلن مایر ۲۵۰ میلی لیتری، ۵۰ گرم روغن و ۲۵ میلی لیتر کلریدریک اسید اضافه نموده و محلول را زیر هود بجوشانید سپس آن را درون قیف جدا کننده ریخته و لایه ی آلی را از آبی جدا نمایید مجدداً لایه ی آلی را درون ارلن مایر ریخته و مرحله ی بالا را یک بار با کلریدریک اسید و یک بار با آب تکرار نمایید و در کلیه مراحل تمام فاز آبی را داخل یک ظرف بریزید سپس لایه ی آبی را بجوشانید تا حجم آن به ۲۰ میلی لیتر برسد مجدداً ۵۰ میلی لیتر آب به آن اضافه نموده و آن را بجوشانید تا حجم آن به ۲۰ میلی لیتر برسد. پس از سرد شدن محلول به آن ۵ گرم سیتریک اسید اضافه نموده و با محلول آمونیاک PH محیط را به ۷/۵ برسانید. محتوی بشر را به قیف جدا کننده اضافه نموده و حجم آن را به ۱۰۰ میلی لیتر برسانید سپس ۲۰ میلی لیتر محلول دی متیل گلی اکسیم به آن اضافه نمایید، دو دقیقه محتویات قیف را به شدت تکان دهید سپس ۱۰ میلی لیتر کلروفورم به آن اضافه نموده لایه ی آلی را از آبی جدا نمایید مرحله ی استخراج با کلروفورم را تاجایی ادامه دهید تا لایه ی آلی بیرنگ گردد. سپس جذب آن را با دستگاه اسپکتروفتومتر خوانده و مقدار نیکل را گزارش نمایید.

تهیه ی منحنی استاندارد

به یک بالن ژوژه ۱۰۰ میلی لیتری ۰/۱۳۵ گرم نیکل آمونیم سولفات اضافه نموده و به حجم برسانید مقدار ۱ میلی لیتر از این محلول به بالن ژوژه ۱۰۰ میلی لیتری اضافه نموده و به حجم برسانید هر میلی لیتر از این محلول شامل ۲ میکروگرم یون نیکل است. از این محلول مقدار ۰/۵ و ۱ و ۱/۵ و ۲ و ۳ و ۴ و ۵ میلی لیتر به ترتیب به بشرهای ۱۵۰ میلی لیتری بریزید و روی آن ها تا ۱۰۰ میلی لیتر آب مقطر اضافه کنید. داخل هر یک از بشرها مقدار ۵ گرم سیتریک اسید حل نموده و با آمونیاک PH آن را به ۷/۵ برسانید. طبق روش بالا با کلروفورم عمل استخراج را به ترتیب برای محلول های آماده شده انجام داده و آن را در بالن ژوژه ۵۰ میلی لیتری به حجم برسانید (با کلروفورم) جذب هر یک از آن ها را در طول موج ۴۸۰ بخوانید و منحنی استاندارد را رسم نموده و تحویل دهید.

محلول دی متیل گلی اکسیم: ۵ گرم دی متیل گلی اکسیم را در ۲۵۰ میلی لیتر آمونیاک حل نموده و حجم آن را با آب به ۵۰۰ میلی لیتر برسانید.

آزمایش چهارم

تعیین مقدار کربوهیدرات گوشت

روش کار

به ارلن مایر ۲۵۰ میلی لیتری، ۱۰ گرم نمونه و ۱۰۰ میلی لیتر کلریدریک اسید ۱۵٪ اضافه نموده و روی هیتر برای ۱/۵ ساعت آن را می جوشانیم تا هیدرولیز کامل شود. پس از سرد شدن محلول محتوی ارلن مایر را درون بشر ریخته و با سود ۵۰٪، PH آن را با PH متر به ۶/۵ می رسانیم سپس ۳ میلی لیتر محلول روی استات و ۳ میلی لیتر محلول پتاسیم سیانوفرات به آن اضافه نموده چند قطره فنل فتالین اضافه می نماییم و تا صورتی شدن محلول به آن قطره، قطره، سود اضافه می نماییم محلول را صاف نموده و داخل بالن ژوژه ۲۵۰ میلی لیتری به حجم می رسانیم سپس محلول را داخل بورت بریزید. به ارلن ۵۰۰ میلی لیتری، ۵ میلی لیتر فهلینگ B و ۵ میلی لیتر فهلینگ A و ۱۰ میلی لیتر محلول داخل بورت را اضافه نمایید توسط شعله محتویات ارلن را بجوشانید و ضمن جوشیدن چند قطره متیلن بلو اضافه نموده، قطره، قطره محلول بورت را به آن اضافه نمایید به نحوی که محلول از جوش نیافتد تا ایجاد رسوب قهوه‌ای تیتراسیون را ادامه دهید. مقدار مصرفی محلول را یادداشت نموده و طبق رابطه‌ی زیر درصد قند موجود در گوشت را گزارش نمایید.

$$\text{مقدار گرم نمونه} \times (1000 \div (a \times 50 \times 100 \times 0.9)) = \text{درصد قند}$$

$$a = 250 \div \text{مقدار حجم مصرفی}$$

۵۰ = فاکتور فهلینگ

۰٫۹ = ضریب تبدیل قند به نشاسته

محلول پتاسیم فرو سیانور: ۱۰۶ گرم پتاسیم فروسیانور را در آب حل کنید تا ۱۰۰۰ میلی لیتر رقیق نمایید.
محلول روی استات: ۲۱۹ گرم روی استات را در آب حل نموده و ۳۰ میلی لیتر استیک اسید گلاسیال اضافه نموده تا ۱۰۰۰ میلی لیتر رقیق نمایید.

آزمایش پنجم

تعیین مقدار کلرید گوشت

اصول ، عبارت است از استخراج نمونه مورد آزمون، آب داغ، صاف کردن و اسیدی نمودن آن و سپس رسوب پروتئین، افزودن بیش از حد لازم محلول نقره نیترات به عصاره و تیتراسیون نقره نیترات اضافی با محلول پتاسیم تیوسیانات، به عبارت دیگر تیتراسیون برگشتی انجام می‌گیرد.

روش کار

به ارلن مایر ۲۵۰ میلی لیتری ، ۱۰ گرم نمونه و ۱۰۰ میلی لیتر آب اضافه نموده و آن را برای ۱۵ دقیقه بجوشانید بعد از خنک شدن مخلوط به آن ۲ میلی لیتر محلول پتاسیم فروسیانور و ۲ میلی لیتر محلول روی استات اضافه نمایید و آن را خوب مخلوط کنید سپس PH مخلوط را با محلول سدیم هیدروکسید ۱۰٪ و به کمک PH متر به ۸/۴ - ۷/۵ برسانید. ارلن مایر را برای نیم ساعت به حال خود گذاشته سپس آن را درون بالن ژوژه ۲۵۰ میلی لیتری به حجم برسانید سپس آن را با پارچه صاف نموده، ۲۰ میلی لیتر محلول صاف شده را به ارلن مایر منتقل نموده و ۵ میلی لیتر نیتریک اسید ۴ نرمال ، یک میلی لیتر محلول اشباع فرو آمونیم سولفات و ۲۰ میلی لیتر محلول نقره نیترات ۰/۱ نرمال، ۳ میلی لیتر نیترو بنزن اضافه نموده و آن را به شدت به هم بزنید تا رسوب منعقد شود سپس محتویات ارلن را با محلول پتاسیم تیوسیانات ۰/۱ نرمال تیترا نموده تا آبی شود و طبق فرمول زیر درصد کلرید گوشت را برحسب درصد سدیم کلرید گزارش نمایید.

$$m = (20 - v) \times 7/305 \div \text{درصد سدیم کلرید}$$

$$v = \text{حجم محلول پتاسیم تیوسیانات مصرفی بر حسب میلی لیتر}$$

$$m = \text{وزن نمونه}$$

محلول پتاسیم فرو سیانور: ۱۰۶ گرم پتاسیم فرو سیانور را در آب حل نموده و به حجم یک لیتر برسانید.
محلول روی استات: ۲۲۰ گرم روی استات و ۳۰ میلی لیتر استیک اسید گلاسیال را در آب حل نموده و به حجم یک لیتر برسانید.

آزمایش ششم

تعیین مقدار پروتئین گوشت به روش کجدال

روش کار

۲ گرم نمونه را همراه با کاغذ صافی وزن نموده و با کاغذ درون بالن کجدال بیندازید، ۱۰ گرم پتاسیم سولفات، یک گرم مس سولفات و ۳۵ میلی لیتر سولفوریک اسید غلیظ به آن اضافه کرده به دستگاه هضم کجدال وصل نمایید مخلوط را به آرامی در زیر هود حرارت داده تا کف تمام شود سپس حرارت را زیاد نموده تا مخلوط به خوبی بجوشد، حرارت را ادامه داده تا مخلوط بی رنگ شود (یک ساعت طول می کشد) در تمام مدت حرارت، بالن را بچرخانید، بالن را سرد نموده، ۲۵۰ میلی لیتر آب مقطر اضافه کرده به خنک کننده وصل نمایید سپس بالن را به طور مورب نگه داشته و به آرامی ۱۲۵ میلی لیتر سدیم هیدروکسید ۵۰٪ را طوری در آن بریزید که یک لایه در زیر محلول بالن تشکیل دهد و با آن مخلوط نشود. چند دانه روی همراه با سنگ جوش در بالن انداخته و به دستگاه تقطیر وصل کنید، مقطره را در یک ارلن مایر ۵۰۰ میلی لیتری محتوی ۵۰ میلی لیتر بوریک اسید اشباع و ۵ قطره متیل رد جمع آوری کنید به طوریکه نوک خنک کننده داخل محلول باشد محتویات بالن را خوب تکان داده، ابتدا با حرارت کم، سپس با حرارت بیشتر تقطیر کنید پس از جمع کردن ۱۵۰ تا ۲۰۰ میلی لیتر مقطره، دستگاه را خاموش کنید، کل محلول جمع آوری شده را با کلریدریک اسید ۰٫۱ نرمال تیترو کنید. کلیه مراحل بالا را برای شاهد انجام دهید. شاهد فاقد نمونه است. سپس طبق فرمول زیر درصد پروتئین را گزارش کنید

$$P = \frac{N \times 0.14 (V_1 - V_2) \times 6.25 \times 100}{\text{درصد پروتئین}}$$

میلی اکی والان نیتروژن که برابر ۰/۰۱۴ است.

P = مقدار نمونه

N = نرمالیتة دقیق اسید

V₁ = مقدار سود مصرفی برای شاهد

V₂ = مقدار سود مصرفی برای نمونه

آزمایش هشتم

تعیین مقدار نیتريت کالباس

این روش توسط کمیته بین المللی استاندارد ارایه شده است. اصول این روش عبارتست از استخراج با آب گرم، رسوب پورتئین ها و صاف کردن نمونه، سپس افزودن سولفانیلک اسید و آلفا نفتیل آمین به عصاره استخراج شده و اندازه گیری رنگ صورتی ایجاد شده به وسیله فتومتر و محاسبه نیتريت موجود با مقایسه محلول های استاندارد تهیه شده می باشد.

روش کار

درون ارلن مایر ۲۵۰ میلی لیتری، ۱۰ گرم نمونه آماده شده، ۱۰۰ میلی لیتر آب داغ ۸۰ درجه ریخته برای ۱۵ دقیقه آن را حرارت دهید بعد از سرد شدن آن را به بالن ژوژه ۲۵۰ میلی لیتری اضافه نموده، ۳ میلی لیتر پتاسیم فرو سیانور افزوده به خوبی به هم زنید سپس ۲ میلی لیتر روی استات اضافه نموده خوب هم بزنید. ۳ تا ۵ قطره محلول فنل فتالین اضافه نموده قطره، قطره محلول سدیم هیدروکسید اضافه نموده تا رنگ صورتی روشن ایجاد شود. بالن را برای نیم ساعت به حال خود بگذارید سپس آن را به حجم رسانده، محلول را صاف نمایید به لوله های آزمایش به ترتیب ۱۰ میلی لیتر نمونه صاف شده، ۱۰ میلی لیتر محلول های استاندارد، آب مقطر اضافه نموده و ۱۰ میلی لیتر مخلوط گریس به آن ها اضافه نمایید ۱۵ دقیقه در تاریکی گذاشته سپس جذب آن ها را در طول موج ۵۲۰ نانومتر خوانده مقدار نیتريت نمونه را طبق فرمول زیر بر حسب میلی گرم نیتريت سدیم گزارش کنید.

$$\text{میلی گرم سدیم} = \frac{3E \times 2000}{(4E_1 + 2E_2 + E_3)} \times Ma$$

M = مقدار نمونه بر حسب گرم

a = حجم برداشت شده از محلول صاف شده

E = جذب نمونه

E_1, E_2, E_3 = جذب محلول های استاندارد با غلظت های ۰/۲۵، ۰/۵، ۱ میکروگرم نیتريت سدیم در میلی لیتر است.

محلول استاندارد نیتريت سدیم : یک گرم نیتريت سدیم را در آب حل کرده و در بالن ژوژه یک لیتری به حجم برسانید ۵ میلی لیتر از این محلول را با پیپت ژوژه در تاریکی درون بالن یک لیتری بریزید و به حجم برسانید به ترتیب ۵، ۱۰، ۲۰ میلی لیتر از این محلول را در بالن ژوژه ۱۰۰ میلی لیتری رقیق کنید این محلول‌های استاندارد به ترتیب حاوی ۰/۲۵، ۰/۵، ۱ میکروگرم نیتريت در یک سانتی‌متر مکعب می باشند. محلول‌های استاندارد باید در روز آزمایش تهیه شوند.

معرف گریس، محلول شماره ۱: ۶ گرم سولفانلیک اسید را در مخلوطی از ۲۰۰ میلی لیتر استیک اسید گلاسیال و ۴۰۰ میلی لیتر آب بر روی حمام حل کنید ۲۰۰ میلی لیتر محلول ۱۰۰ گرم در لیتر سدیم کلرید به آن بیافزایید و تا حجم یک لیتر رقیق کنید.

محلول شماره ۲: ۰/۳ گرم آلفا نفتیل آمین هیدروکلرید را در ۱۰ میلی لیتر آب مقطر به کمک حمام آب حل کنید در صورت لزوم آن را صاف کرده و ۲۰ میلی لیتر استیک اسید گلاسیال به آن افزوده سپس به حجم ۱۰۰ میلی لیتر برسانید. هر دو محلول را درون ظروف قهوه‌ای دردار نگهداری نمایید.

برای آزمایش به حجم مساوی از دو محلول فوق را مخلوط نموده و درون ظرف قهوه‌ای در یخچال نگهداری کنید. این محلول نباید بیش از یک هفته نگهداری شود.

آزمایش نهم

تعیین تقلب در شیر و عسل

تقلب در عسل

♦ جستجوی قند اینورت مصنوعی

قند اینورت از هیدرولیز ساکارز به وسیله‌ی اسید ایجاد می‌گردد. این قند در صنعت تولید شده و محلول ۱۰٪ آن دارای انحراف نور ۱۹/۸- است. هرگاه به عسل به عنوان تقلب از این جسم اضافه شود با آزمایش درجه چرخش نوری نمی‌توان وجود آن را تشخیص داد. چون بر خلاف سایر قندها مثل گلوکز مایع و یا ساکارز که درجه قطبش پذیری عسل را به طرف مثبت متمایل می‌نماید. این قند چون چمبر است، تغییر کلی در قطبش پذیری ایجاد نمی‌کند برای شناسایی آن باید از آزمایش زیر استفاده نمود. در اثر هیدرولیز ساکارز توسط اسید علاوه بر قند اینورت ۵- هیدروکسی متیل فرمآلدئید به وجود می‌آید و جستجوی این جسم از نظر تشخیص وجود قند اینورت اساس آزمایش زیر است.

روش کار - آزمایش فی

۵ گرم عسل را در ۵ میلی لیتر آب سرد حل کنید، ۱۰ میلی لیتر دی اتیل اتر به آن افزوده خوب هم می‌زنیم با استفاده از قیف جداکننده لایه اتری را درون بشر کوچک ریخته و اتر را تبخیر می‌کنیم باقیمانده را در ۳ میلی لیتر اتر حل نموده و به ۲ میلی لیتر آن ۲ میلی لیتر محلول رزورسینول ۱٪ در کلریدریک اسید اضافه نموده، اگر بلا فاصله رنگ صورتی در قسمت اسیدی ظاهر شد نتیجه مثبت است این رنگ صورتی بعد از ۲۰ دقیقه به رنگ قرمز آلبالویی در حد فاصل بین دو لایه تبدیل می‌شود.

تقلب در شیر

♦ تشخیص پتاسیم کرومات و پتاسیم بی کرومات

در پاره‌ای از دامداری‌ها به جای جوش شیرین مقداری پتاسیم کرومات و پتاسیم بی کرومات به شیر فاسد و ترش شده اضافه می‌کنند تا از لخته شدن آن طی فرآیند دمایی جلوگیری شود، برای شناسایی این تقلب، مقداری از شیر مشکوک را در یک لوله آزمون ریخته و بعد ۲ قطره محلول نقره نیترات به آن اضافه نموده در صورتی که پتاسیم کرومات و بی کرومات به آن اضافه شده باشد رنگ قرمز خونی حاصل می‌شود که مربوط به تشکیل نقره کرومات و دلیل بر تقلب است این رنگ بعد از ۱۵ دقیقه ایجاد می‌شود.

♦ تشخیص وجود عوامل نگهدارنده و افزودنی در شیر

در یک لوله‌ی آزمایش ۵ میلی لیتر شیر ریخته و معادل آن آب اضافه کنید، ۳ تا ۴ قطره سولفوریک اسید غلیظ بیافزایید سپس دو قطره محلول فریک کلرید به آن افزوده تا نقطه‌ی جوش حرارت دهید، ظهور رنگ بنفش دلیل بر وجود فرمالین است.

آزمایش دهم

آزمایش‌های گلاب

تقسیم بندی گلاب براساس مقدار اسانس موجود در گلاب به سه دسته می‌باشد: ۱- گلاب سبک، که حداقل اسانس آن ۱۵ میلی گرم در ۱۰۰ میلی لیتر گلاب است. ۲- گلاب متوسط، که حداقل اسانس آن ۳۵-۱۵ میلی گرم در ۱۰۰ میلی لیتر گلاب است. ۳- گلاب سنگین، که حداقل اسانس آن ۳۵ میلی گرم در ۱۰۰ میلی لیتر گلاب است. ترکیب اصلی گلاب آب مقطر و اسانس می‌باشد. اسانس در اصل مایع روغنی است که دارای الکل‌های چرب می‌باشد. الکل‌های چرب تری‌ال شامل ۱۸-۱۵ کربن می‌باشند که مهم‌ترین آن‌ها اوژنول، نرول، لینالول می‌باشند که بوی گلاب مربوط به نرول می‌باشد.

روش کار

♦ تعیین اندیس اسیدی

۵۰ میلی لیتر گلاب را درون ارلن مایر ریخته و به آن ۵۰ میلی لیتر آب مقطر اضافه کرده، آن را جوشانده و سرد کنید سپس در حضور فنل فتالین با سود ۰/۱ نرمال تیترا کنید یک میلی لیتر سود مصرفی معادل ۱/۲ میلی گرم استیک اسید می‌باشد. بر اساس سود مصرفی میزان استیک اسید گلاب را گزارش کنید.

♦ تعیین اندیس استر

۱۰۰ میلی لیتر گلاب را درون بالن ریخته و در حضور فنل فتالین با سود ۰/۰۱ نرمال خنثی کنید یک قطره سود اضافه ریخته، مجدداً سود اضافی را با کلریدریک اسید ۰/۰۲ نرمال خنثی کنید. سپس ۱۰ میلی لیتر سود ۰/۱ نرمال به آن افزوده، بالن را به دستگاه متصل نموده، یک ساعت تقطیر برگشتی نمایید سپس آن را سرد نموده و با کلریدریک اسید ۰/۰۲ نرمال تا ظهور رنگ صورتی تیترا کنید. طبق فرمول زیر اندیس استر گلاب را گزارش نمایید. موارد فوق را برای شاهد نیز انجام دهید.

(حجم اسید مصرفی برای نمونه - حجم اسید مصرفی برای شاهد) $\times 2 =$ اندیس استر

♦ تشخیص گلاب تقلبی از گلاب طبیعی

کمی روغن زیتون یا بادام از گلاب نمونه مخلوط کرده، اگر گلاب طبیعی باشد روغن بوی آن را از بین نمی‌برد چون اسانس گلاب طبیعی در روغن حل نمی‌شود.

♦ تعیین مقدار اسانس گلاب

۵۵ گرم نمک طعام را در ۲۱۰ میلی لیتر گلاب حل نموده، به آن ۳۳/۵ میلی لیتر نرمال هپتان اضافه نموده و بعد از ۲۴ ساعت لایه آلی را درون استوانه‌ای که قبلاً وزن شده ریخته و حلال، هپتان را تبخیر نموده مجدداً استوانه را وزن می‌کنیم. اختلاف وزن، میزان اسانس را گزارش می‌کند.

آزمایش یازدهم

تعیین مقدار کلسیم شیر

املاح سدیم اتیلن دی آمین تترا استیک اسید جهت اندازه گیری فلزات مختلف به کار می رود. در PH های مختلف و نیز انتخاب معرف مناسب می توان فلزات را به طور اختصاصی اندازه گیری نمود. همچنین جهت اندازه گیری کلسیم نیز، می توان از این روش استفاده کرد

روش کار

به ارلن مایر ۲۵۰ میلی لیتری، ۲۰ میلی لیتر نمونه آماده شده را ریخته به آن ۱ میلی لیتر پرکلریک اسید و ۳ میلی لیتر نیتریک اسید و ۱۰ میلی لیتر آب اضافه نموده تا عمل هضم صورت گیرد سپس محلول را درون بالن ژوژه ۵۰ میلی لیتری صاف نموده سپس به حجم برسانید. با پیپت ژوژه ۱۰ میلی لیتر محلول مورد نظر را درون ارلن مایر ریخته به آن ۴۰ میلی لیتر آب اضافه نموده و با چند دانه سود جامد محلول را بازی نمایید سپس چند قطره موراکساید یا کالکن به محلول افزوده وبا محلول ورسنیت تیترا نماید رنگ محلول قرمز بوده و ظهور رنگ بنفش مایل به قرمز پایان تیتراسیون است. با پیپت ژوژه ۱۰ میلی لیتر محلول استاندارد کلسیم را در حضور موراکساید و باز با ورسنیت تیترا نموده و با استفاده از آن مقدار کلسیم نمونه را گزارش نمایید.

محلول استاندارد کلسیم : ۱/۲۴۸۶ گرم کلسیم کربنات را درون بالن ژوژه ۵۰۰ میلی لیتری ریخته به آن حداقل کلریدریک اسید ۵ نرمال اضافه نموده تا حل شود سپس آن را به حجم برسانید.
محلول ورسنیت : ۴/۵ گرم کریستال دی سدیم اتیلن تترا استیک اسید را در ۸۰۰ میلی لیتر آب حل نموده ۰/۸۶ گرم سدیم هیدروکسید را نیز در آن حل کرده و حجم آن را به یک لیتر برسانید و آن را در برابر محلول کلسیم استاندارد کنید.

آزمایش دوازدهم

تعیین مقدار کافئین نوشابه

۲۰۰ میلی لیتر از نوشابه را داخل قیف جداکننده ریخته و آن را با آمونیاک قلیایی نمایید سپس سه بار و هر بار با ۵۰ میلی لیتر کلروفرم استخراج نمایید، لایه کلروفرمی را جمع آوری نموده و کلروفرم را تبخیر کنید. باقیمانده تبخیر را در ۲۵ میلی لیتر کلریدریک اسید (۱+۲) حل کرده و آن را در بالن یک لیتری با کلریدریک اسید ۰/۱ نرمال، به حجم برسانید. اگر محلول زلال نبود آن را صاف نموده، ۵۰ میلی لیتر از آن را در بالن ۱۰۰ میلی لیتری، با کلریدریک اسید ۰/۱ نرمال به حجم برسانید. سپس جذب آن را در مقابل شاهد کلریدریک اسید ۰/۱ نرمال در طول موج ۳۴۷/۵ اندازه بگیرید. به همین طریق جذب محلول استاندارد را در مقابل کلریدریک اسید ۰/۱ نرمال اندازه گرفته و طبق فرمول زیر مقدار کینین را برحسب میلی گرم گزارش نمایید.

$$A \div A' = 250$$

A = جذب نوری نمونه

A' = جذب نوری استاندارد

محلول استاندارد کینین : ۵ گرم کینین بی آب را در ۱۰۰ میلی لیتر کلریدریک اسید ۰/۱ نرمال تهیه کنید.

آزمایش سیزدهم

اندازه‌گیری نمک رب گوجه فرنگی و ید در نمک طعام

♦ نمک رب گوجه فرنگی

در این آزمایش از روش مور استفاده می‌شود. در روش مور نمک موجود در رب با استفاده از معرف کرمات پتاسیم و نیترات نقره اندازه‌گیری می‌شود، چون حلالیت کرمات نقره بیشتر است، یون‌های نقره‌ی اضافه شده ابتدا با یون کلر ترکیب شده و پس از برقراری تعادل زمانی که تمام یون‌های کلر به رسوب سفید کلرید نقره تبدیل شد، یون نقره‌ی اضافی جذب یون کرمات می‌شود در این مرحله، رسوب قرمز کرمات نقره تشکیل می‌شود که نقطه‌ی پایان می‌باشد.

روش کار

۵ تا ۱۰ گرم نمونه را بر حسب مقدار نمک به دقت وزن کرده و بعد از صاف کردن به حجم ۱۰۰ میلی‌لیتر برسانید، مجدداً آن را در بالن ۲۵۰ میلی‌لیتری صاف نموده و چند بار با ۲۰ میلی‌لیتر آب بشویید و به حجم برسانید. با پیپت حجمی، ۵۰ میلی‌لیتر از محلول را برداشته و به آن یک میلی‌لیتر کرومات پتاسیم افزوده و با نیترات نقره‌ی ۰٫۱ نرمال تیترو کنید. با استفاده از رابطه‌ی زیر درصد نمک ماده‌ی غذایی را محاسبه و گزارش کنید.

$$\text{گرم وزن نمونه} \div \{ 100 \times 0.585 \times \text{نرمالیتیه‌ی نیترات نقره} \times \text{میلی‌لیتر نیترات نقره} \} = \% \text{ نمک}$$

♦ اندازه‌گیری ید در نمک طعام

روش کار

۲۰ گرم نمک را در بالن ژوژه‌ی ۱۰۰ میلی‌لیتری به حجم برسانید، ۵۰ میلی‌لیتر آن را در ارلن مایر ریخته و به آن ۶۰ میلی‌لیتر کلریدریک اسید غلیظ و ۵ میلی‌لیتر کلروفرم افزوده و پس از سرد شدن محلول تا هرچه حرارت آزمایشگاه، توسط بورت پتاسیم یدات ۰٫۱ نرمال به آن اضافه کنید تا رنگ محلول از قهوه‌ای به قهوه‌ای کمرنگ تبدیل شود. در ارلن را بسته و خوب تکان دهید تا لایه‌ی کلروفرم ارغوانی شود سپس عمل تیتراسیون و تکان دادن شدید محلول را تا بیرنگ شدن ادامه دهید. مقدار پتاسیم یدات مصرفی را یادداشت نموده و مقدار ید را بر حسب PPM محاسبه و گزارش کنید.

آزمایش چهاردهم

تعیین مقدار نیترات کالباس

در این روش نیتريت موجود را که سبب اختلال در آزمایش می شود به وسیله‌ی اوره استخراج نموده و مقدار نیترات را با استفاده از بروسین به روش اسپکتروفتومتری اندازه‌گیری می شود.

روش کار

♦ تهیه‌ی منحنی استاندارد

۱ گرم نیترات سدیم در آب مقطر حل کرده و تا حجم یک لیتر رقیق می کنیم سپس آن را به نسبت یک‌دهم رقیق نموده و صفر، ۲، ۵، ۷ و ۱۰ میلی لیتر از محلول رقیق شده را درون بالن‌های ژوژه ۱۰ رقیق می نماییم سپس ۱ میلی لیتر از محلول‌های استاندارد را طبق روش ذیل با بروسین مجاور نموده جذب را اندازه‌گیری می نماییم.

♦ آماده کردن نمونه

۱۰ گرم از نمونه را همراه با ۴۰ میلی لیتر آب در مخلوط کن به مدت ۳ دقیقه مخلوط نموده و آن را به بشر ۲۵۰ میلی لیتری منتقل کرده و برای یک ساعت روی حمام حرارت دهید بعد از سرد شدن مخلوط آن را به بالن ۲۰۰ میلی لیتری منتقل نموده و به حجم برسانید سپس مخلوط را صاف نمایید.

♦ روش آزمون

در یک سری لوله آزمایش به ترتیب یک میلی لیتر محلول آماده شده و محلول‌های استاندارد نهایی را بریزید و هم‌چنین در یک لوله به عنوان شاهد یک میلی لیتر آب مقطر و در لوله‌ی دیگر یک میلی لیتر محلول آماده شده (شاهد نمونه) بریزید به هریک از لوله‌ها ۰/۱ میلی لیتر محلول اشباع اوره و یک میلی لیتر از مخلوط فسفریک اسید - سولفوریک اسید اضافه نمایید و به مدت ۵ دقیقه آن را به حال خود بگذارید بعد لوله‌ها را در آب سرد ۱۰ درجه قرار داده به هریک از لوله‌ها ۱ میلی لیتر محلول بروسین اضافه نمایید فقط به لوله آزمایش شاهد نمونه به جای بروسین ۱ میلی لیتر اتانول اضافه نمایید سپس به وسیله‌ی بورت به لوله‌ها ۹ میلی لیتر مخلوط فسفریک اسید - سولفوریک اسید اضافه نمایید آن‌ها را با هم‌زن به هم زده و به مدت یک دقیقه بگذارید بمانند سپس لوله‌ها را برای ۲ دقیقه در حمام آب جوشان قرار داده و بلافاصله آن‌ها را در حمام آب سرد ۱۰ درجه قرار دهید سپس رنگ ایجاد شده را در طول موج ۴۲۰ نانومتر بسنجید و نتایج را با تنظیم منحنی استاندارد گزارش کنید و مقدار نیترات نمونه برحسب سدیم نیترات به دست می آید.

محلول بروسین: محلول ۱۰٪ بروسین در اتانول می باشد.

مخلوط اسید: حجم مساوی از فسفریک اسید و سولفوریک اسید را با هم مخلوط کنید.

آزمایش پانزدهم

اندازه‌گیری فسفر گوشت

هرگاه محلول حاوی ارتوفسفات با محلول آمونیم مولیبدات در حضور نیتریک اسید مجاور می شود ایجاد رسوب زرد رنگ آمونیم فسفومولیبدات می نماید. در این روش، رسوب را در محلول استاندارد قلیایی حل کرده و زیادی قلیا را با اسید تیتر می نماییم.

روش کار

۲ گرم از نمونه را با ۲۵ میلی لیتر سولفوریک اسید غلیظ در ارلن مایر ریخته و زیر هود آن را بجوشانید. در ابتدای هضم ۲-۳ گرم سدیم نیترات یا پتاسیم نیترات به آن افزوده و حرارت را آنقدر ادامه دهید تا کاملاً مخلوط بیرنگ شود. پس از سرد کردن، ۱۵۰ میلی لیتر آب مقطر افزوده، چند دقیقه حرارت دهید سپس حجم محلول را به ۲۰۰ میلی لیتر برسانید ۸۰ میلی لیتر از محلول فوق را برداشته و به آن ۱۰ میلی لیتر نیتریک اسید غلیظ و سپس آمونیم هیدروکسید غلیظ بیفزایید تا محلول خنثی یا اسیدی ضعیف شود سپس ۳۰ میلی لیتر محلول مولیبدات به آن اضافه کرده و آن را برای نیم ساعت مرتب هم بزنید مخلوط را صاف نموده و رسوب را با آب مقطر شسته تا محیط آن خنثی شود کاغذ صافی حاوی رسوب را به بشر منتقل کرده، ۵۰ میلی لیتر محلول پتاسیم هیدروکسید را به آن افزوده تا کاملاً حل شود در حضور فنل فتالین با کلرید ریک اسید استاندارد آن را تیتر نموده و مقدار فسفات را طبق فرمول زیر برحسب میلی گرم درصد P_2O_5 گزارش کنید.

$$P = (V_1 - V_2) \times 100 \div \text{مقدار فسفات}$$

V_1 = مقدار پتاسیم هیدروکسید

V_2 = مقدار کلریدریک اسید مصرفی

P = مقدار نمونه

آزمایش شانزدهم

تعیین مقدار پروتئین شیر

این روش سریع‌تر از روش‌های دیگر بوده و برای کنترل نمونه‌های روزانه در آزمایشگاه مورد استفاده می‌باشد البته روش کجدال به عنوان روش مرجع و دقیق مورد نظر است.

روش کار

به ارلن مایر ۲۵۰ میلی لیتری، ۱۰ میلی لیتر نمونه، ۰/۵ میلی لیتر معرف فنل فتالئین ۰/۵٪ و ۰/۴ میلی لیتر پتاسیم اگزالات افزوده و آن را مخلوط نمایید سپس محلول را چند دقیقه به حال خود گذاشته یک میلی لیتر محلول رزانیلین به آن اضافه نموده و سپس آن را با محلول سود ۰/۱ نرمال تا ظهور رنگ صورتی خنثی نمایید (حتما یک نمونه شاهد را برای تایید رنگ مناسب تهیه نمایید) ۲ میلی لیتر فرمالین به ارلن اضافه نموده و آن را مخلوط کنید سپس تیتراسیون را با سود ادامه دهید تا مجددا رنگ صورتی ایجاد گردد. به طور جداگانه ۲ میلی لیتر فرمالین را در ۱۰ میلی لیتر آب حل نموده و اسیدیته آن را اندازه گیری نمایید. سپس طبق فرمول زیر درصد پروتئین شیر را گزارش کنید.

$$\text{درصد پروتئین} = 1/7 \times (a - b)$$

a = کل حجم سود مصرفی برای نمونه

b = حجم مصرفی برای اسیدیته فرمالین تنها

محلول رزانیلین: ۰/۱۲ گرم رزانیلین استات را در ۵۰ میلی لیتر اتانول و ۰/۵ میلی لیتر استیک اسید گلاسیال حل نموده و آن را با اتانول به حجم ۱۰۰ سانتی‌متر مکعب برسانید در موقع مصرف یک میلی لیتر از آن را در ۵۰۰ میلی لیتر اتانول ۰/۵٪ رقیق کنید.

آزمایش هجدهم

تعیین چربی شیر

این روش که روش وزنی رز - گوتلیب می باشد مطابق استاندارد انگلستان مقدار درصد چربی تعیین می گردد.

روش کار

۱۰ گرم نمونه را درون بشر ریخته و یک میلی لیتر آمونیاک و ۱۰ میلی لیتر اتانول به آن اضافه نموده و آن را خوب مخلوط نمایید سپس آن را درون قیف جداکننده ریخته ، ۲۵ میلی لیتر دی اتیل اتر اضافه نموده و به شدت به هم بزنید سپس ۲۵ میلی لیتر اتر نفت (۸۰-۱۰۰) اضافه نموده مجدداً برای ۳۰ ثانیه آن را به هم بزنید سپس لایه‌ی آلی را از آبی جدا نمایید عمل استخراج چربی را دو مرتبه دیگر تکرار نموده و کلیه لایه اتری را به یک بالن که قبلاً وزن نموده‌اید اضافه کنید. حلال محتوی بالن را با تقطیر جمع آوری نموده تحویل دهید سپس بالن را درون اتو در دمای ۱۰۰ درجه‌ی سانتی‌گراد برای یک ساعت گذاشته تا کاملاً حلال تبخیر شده مجدداً آن را وزن نمایید سپس طبق فرمول زیر درصد چربی شیر را گزارش نمایید.

$$\text{مقدار درصد چربی} = (W_2 - W_1) \cdot 100 \div P$$

W_1 = وزن اولیه بالن

W_2 = وزن بالن و چربی

P = وزن نمونه

آزمایش نونزدهم

آزمایش‌های کیفی تعیین مقدار قند، پروتئین و چربی

روش کار

♦ چربی

۱- مقداری از نمونه را روی کاغذ صافی بگذارید و آن را با فشار تا کنید تا نمونه در میان کاغذ صافی خرد شود. در صورت وجود چربی یا روغن در نمونه مورد آزمایش، یک لکه شفاف روی کاغذ صافی تشکیل می‌شود که با گرم کردن، رفته، رفته بزرگتر می‌شود.

۲- مقداری از نمونه را در یک لوله آزمایش ریخته و چند دانه بلور پتاسیم بی سولفات به آن بیافزایید. لوله آزمایش را در ابتدا به آهستگی و سپس به شدت حرارت دهید ایجاد بوی نامطبوع دلیل بر وجود چربی در نمونه است.

۳- در یک لوله آزمایش مقداری از نمونه‌ی مورد آزمایش، یک میلی لیتر کلریدریک اسید و چند قطره محلول الکلی فورفورال با غلظت ۲٪ را بریزید. مخلوط را به شدت هم زده و یک دقیقه کنار بگذارید تا ته نشین شود. در صورت وجود روغن در نمونه مورد آزمایش، رنگ قرمز در لایه‌ی اسیدی به وجود می‌آید. این آزمایش به آزمایش بایودویوین معروف است.

♦ کربوهیدرات

یک میلی لیتر محلول نشاسته را در یک لوله‌ی آزمایش ریخته، یک میلی لیتر محلول الکلی α - نفتول را به آن اضافه کنید. ده قطره سولفوریک اسید غلیظ را به آهستگی به مخلوط بیافزایید پیدایش رنگ صورتی در ته لوله آزمایش نشانه وجود قند است.

♦ پروتئین

۱- یک میلی لیتر از نمونه را در یک لوله‌ی آزمایش ریخته و با یک قطره چکان قطره، قطره محلول قلیایی سولفات مس به آن بیافزایید. پیدایش رنگ بنفش نشانه‌ی وجود پروتئین است. این آزمایش به بیورت معروف است.

۲- یک میلی لیتر از نمونه را در یک لوله‌ی آزمایش ریخته، به همان اندازه قطره، قطره محلول نیترات جیوه به آن افزوده آن را بجوشانید، پیدایش رنگ قرمز نشانه وجود پروتئین است این آزمایش به میلیون معروف است.