


دستور کار آموزش مجازی آزمایشگاه اپتیک



آزمایش ۱: اسپکتروسکوپ

هدف آزمایش:

طیف نمای منشوری

وسایل آزمایش:

اسپکتروسکوپ، چند لوله گسler با پایه و ترانسفوماتور قوی، لامپ سفید و منبع تغذیه




دکتر سید محمد باقر قریشی.

منابع نوری

SPEKTRALTAFEL / SPECTRUM CHART

Kontinuierliches Spektrum / Continuous Spectrum




بخار سدیم پرفشار





با قوس الکتریکی ایجاد شده در بخار سدیم که موجب تولید روشنایی می گردد.

بخار جیوه




لامپ های بخار جیوه زمانی که یک قوس الکتریکی کوتاه از بخار جیوه عبور کند، نور را انتشار می دهند.

لامپ جیوه







Wavelength (nm)	Color
184.45	ultraviolet (UVC)
253.7	ultraviolet (UVC)
365.4	violet
404.7	Indigo
435.8	blue
546.1	green
578.2	yellow-oran
650	red



Color	λ (nm)	Freq (Hz)
Red	760-647	4.3×10^{14}
Orange	647-585	4.3×10^{14}
Yellow	585-575	5.2×10^{14}
Green	575-491	5.6×10^{14}
Blue	491-424	6.6×10^{14}
Violet	424-380	7.3×10^{14}



The Spectrum of Light




زمینه نظری آزمایش

مقدمه:

اسپکتروسکوپ ابزاری است که به وسیله آن طیف یک نور مرکب را مشاهده می‌کنیم. این ابزار بر خلاف اسپکترومتر که می‌تواند طول موج طیف نور را اندازه‌گیری نماید، فقط طیف را نمایان می‌کند. برای ایجاد طیف می‌توان نور را به منشور یا توری پراش تاباند. در اینجا اسپکتروسکوپ منشوری شرح داده می‌شود. از اسپکتروسکوپ می‌توان برای اندازه‌گیری طول موج طیف‌های مجهول به روش مقایسه با طیف طول موج معلوم استفاده کرد. منظور ما از این آزمایش اندازه‌گیری طول موج به روش مقایسه است.



School spectroscope



- 1 Collimator tube
- 2 Prism
- 3 Cap
- 4 Telescope tube
- 5 Scale tube

زمینه نظری آزمایش

منشور: جسم شفاف است که نور را تجزیه می‌کند. نور فرودی بر منشور شکسته شده و چون ضریب شکست منشور برای هر رنگ (طول موج) متفاوت است، در نتیجه طول موجهای مختلف از یکدیگر جدا شده و تشکیل طیف می‌دهند. مقدار ضریب شکست منشور (n) برای هر طول موج با مربع آن نسبت عکس دارد. رابطه تجربی کوشی، $n = A + \frac{B}{\lambda^2}$ نحوه این تغییرات را مشخص می‌کند. A و B ثابت هستند و به جنس منشور ارتباط دارند. بنابراین ضریب شکست و در نتیجه انحراف برای طول موجهای بزرگ کمتر است و بر عکس.



زمینه نظری آزمایش

کلیماتور: برای تجزیه نور باید پرتوی فرودی به طور موازی بر وجه منشور بتابد. برای این کار چشمه نوری را در مقابل شکاف قرار می‌دهیم. شکاف در کانون یک عدسی همگرا واقع شده است. بنابراین نور بعد از گذر از عدسی موازی شده و به منشور می‌تابد. این عمل به وسیله کلیماتور انجام می‌شود. در ابتدای لوله کلیماتور شکاف قابل تنظیم برای قرار گرفتن چشمه تعبیه شده که به بدنه ثابت شده است. در کنار شکاف پایه کوچکی به لوله متصل است که محل قرار گرفتن منشور ی کوچک است. به وسیله این منشور می‌توان نور را تجزیه کرد.


دوربین: دوربین از دو عدسی چشمی و شیئی تشکیل شده است. نور تجزیه شده منشور به وسیله عدسی شیئی دریافت و در کانون خود را موازی کرده تا در بی‌نهایت مشاهده شود. عدسی چشمی قابل حرکت افقی و تنظیم‌پذیر است.

میکرومتر: میکرومتر شامل خط‌کش مدرج (با تقسیمات یک دهم میلی‌متری) است که می‌توان با تاباندن نور سفید بر روی خط‌کش، تصویر آن را (بازتاب آن از یک وجه منشور) بر روی دوربین و بر روی طیف انداخت. نور فرودی بر روی خط‌کش بر یکی از وجوه منشور تابیده و بازتاب آن بر روی طیف نور عبوری از منشور واقع می‌شود و می‌توان انحراف خطوط، طیف را اندازه‌گیری کرد.

شرح آزمایش


نور فرودی بر منشور به طیف نور تجزیه می‌شود. برای اندازه‌گیری طول موجهای طیف و طبق رابطه کوشی باید ضرایب شکست هر طول موج مشخص باشد. میزان انحراف هر خط متناسب با ضریب شکست آن خط است. در اسپکتروسکوپ می‌توان میزان انحراف هر خط را به وسیله خط‌کش میکرومتر خواند. نحوه‌ی تغییرات طول موج با انحراف طول موج (X) مشابه نحوه‌ی تغییرات طول موج با ضریب شکست (n) است.

بنابراین است دلخواهی مقدار انحراف هر خط طیف از مبدأ X که $X = A + \frac{B}{\lambda^2}$




لامپ هیدروژن

Example of a calibration with hydrogen lines:



Cauchy's equation



$$n(\lambda) = A + \frac{B}{\lambda^2} + \frac{C}{\lambda^4} + \dots,$$

$$n(\lambda) = A + \frac{B}{\lambda^2},$$


Material	A	B (μm^2)
Fused silica	1.4580	0.00354
Borosilicate glass BK7	1.5046	0.00420
Hard crown glass K5	1.5220	0.00459
Barium crown glass BaK4	1.5690	0.00531
Barium flint glass BaF10	1.6700	0.00743
Dense flint glass SF10	1.7280	0.01342

Sellmeier equation

$$n^2(\lambda) = A + \frac{B_1\lambda^2}{\lambda^2 - C_1} + \frac{B_2\lambda^2}{\lambda^2 - C_2}$$

Table of coefficients of Sellmeier equation^[7]


Material	B ₁	B ₂	B ₃	C ₁ , μm ²	C ₂ , μm ²	C ₃ , μm ²
borosilicate crown glass (known as BK7)	1.03961212	0.231792344	1.01046945	6.00069867×10 ⁻³	2.00179144×10 ⁻²	103.560653
sapphire (for ordinary wave)	1.43134930	0.65054713	5.3414021	5.2799261×10 ⁻³	1.42382647×10 ⁻²	325.017834
sapphire (for extraordinary wave)	1.5039759	0.55069141	6.5927379	5.48041129×10 ⁻³	1.47994281×10 ⁻²	402.89514
fused silica	0.696166300	0.407942600	0.897479400	4.67914826×10 ⁻³	1.35120631×10 ⁻²	97.9340025
Magnesium fluoride	0.48755108	0.39875031	2.3120353	0.001882178	0.008951888	566.13559







نام رنگهای معلوم	طول موج بر حسب A° (آنکستروم)	رنگ نور مجهول	X نور مجهول	طول موج مجهول به کمک نمودار	طول موج مجهول به کمک رابطه کوشی

شماتیک آزمایش



(الف)

رنگ	قرمز	نارنجی	سبز	آبی
X(mm)	۱۶.۳	۱۷.۲۵	۱۸.۹۰	۱۹.۲۵
λ (nm)	۶۶۷.۸۱	۵۸۷.۵۶	۴۷۱.۳۱	۴۴۳.۷۷



$\frac{\Delta\lambda}{\lambda}$	λ (nm) نمودار	λ (nm)	X(mm)	رنگ
		508.5	17.40	زرد
		491.6	17.90	سبز
		479.9	18.70	سبز آبی
		467.8	19.50	آبی
		435.8	19.90	نیلی



انحراف هر طول موج معلوم را بخوانید (λ و X). نموداری بر حسب این دو پارامتر رسم کنید (بر روی کاغذ شطرنجی و یا ترجیحاً به کمک کامپیوتر). برای خواندن دقیق، چرخش دوربین بلامانع است.


به ازای دو مقدار λ و X ، ثابتهای مجهول رابطه کوشی (A و B) را محاسبه کنید. لامپ مجهول را مقابل کلیماتور قرار داده طیف آنرا مشاهده و انحراف هر طول موج (X) را بخوانید. چون روش مقایسه‌ای است، اسپکتروسکوپ به ویژه منشور را تغییر ندهید با استفاده از الف) نمودار λ و X طیف معلوم، و

ب) رابطه کوشی طول موجهای مجهول را بدست آورید (جدول زیر را پر کنید). طول موجهای بدست آمده از دو روش الف و ب را با هم مقایسه کنید. نور مجهول را مقابل شکاف کلیماتور قرار دهید. مشاهده می‌کنید که در طیف آن تعداد زیادی قرمز، زرد، و . دارد. سعی کنید علت را توجیه کنید.

محدوده طول موجها را به دو روش نمودار و رابطه کوشی بدست آورید.

تکالیف

- ۱- پارامترهای A, B به چه پارامتری وابسته است؟
- ۲- طیف لامپ های گازی و لامپ های LED را بیان کنید.
- ۲- رابطه های پاشندگی سلمایر را تحقیق کنید و تفاوت آن با رابطه کوشی چیست؟
- ۳- یک طیف سنج با سی دی درست نمایید و فیلم آن را ارسال نمایید.



جيوه Hg



بنفش <----- nm ۴۰۵/۱


آبی <----- nm ۴۳۸/۵

سبز آبی <----- nm ۴۹۳/۹

سبز <----- nm ۵۴۷/۷

زرد <----- nm ۵۷۹/۸

هيدروژن H



بنفش <----- Å ۴۸۶۱,۲۷۸۶

آبی <----- Å ۴۸۶۱,۲۸۷۰

فیروزه‌ای <----- Å ۴۸۶۱,۳۲۵۱

نارنجی <----- Å ۶۵۶۲,۷۱۱۰

Cd کادمیم



بنفش <---- Å ۴۷۷۸, ۱۴۹

۴۷۹۹, ۹۱۲ Å *آبی*

۵۰۸۵, ۸۲۲ Å *سبز*

۵۰۹۹, ۱۴۲ Å *سبز*

۵۱۳۸, ۴۷۰ Å *قرمز*

Hg.Cd جیوه کادمیم



بنفش <---- Å ۴۰۷۷, ۸۱

۴۳۵۸, ۳۵۵ Å

۴۴۷۸, ۱۴ Å

۴۷۹۹, ۹۲ Å

۴۹۱۴, ۰۴ Å

۵۰۸۵, ۸۲ Å

۵۱۴۵, ۰۴۷ Å

۵۷۴۹, ۵۹ Å

قرمز <---- Å ۵۱۳۸, ۴۷

هلیوم He



بنفش <----- ۴۳۸,۷۹ nm

آبی <----- ۴۴۳,۷۷ nm

سبز <----- ۴۷۱,۳۱ nm

زرد <----- ۴۹۲,۱۹۳ nm

نارنجی <----- ۵۸۷,۵۶ nm

قرمز <----- ۶۶۷,۸۱ nm